

婴儿电子称重 新生儿体重秤 婴儿秤厂家

产品名称	婴儿电子称重 新生儿体重秤 婴儿秤厂家
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	量程:25kg 品名:新生婴儿秤 托盘尺寸:600*250mm
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

产品详情

产品名称：新生婴儿电子秤

产品介绍：

上海楷亚生产透析秤、轮椅秤、轮椅体重秤的厂家，现特别推出婴儿电子称重系列产品，包括新生儿体重秤、婴儿秤等。本新生婴儿电子秤量程大可达25kg，适用于新生儿和宝宝的称重，具有准确、简单、方便的特点。

本产品采用精密传感器，可快速准确地测量宝宝体重变化。如图所示，秤面采用ABS材料制成，光滑平整，轻便易携带，较小的托盘尺寸能有效降低测量误差。

产品性能：

该婴儿电子称重系统采用高精度传感器技术及数字化控制技术，具有**、可靠、快速的特点，测量准确度高。同时，本产品还具有数据记忆等扩展功能，便于用户管理宝宝体重。

用材：

本产品的外壳和秤面采用ABS材料，这种材料强度高、硬度好，具有耐磨、耐腐蚀、耐高温变形的特性。同时，ABS材料还具有良好的绝缘性能，能保护电子元器件，防止受潮损坏。

参数表：

功能：测量宝宝体重

量程：0-25kg

分辨率：5g

重量显示：kg/lb

托盘尺寸：600*250mm

材料：ABS塑料

显示器：LED数码显示屏

电源：4节AAA电池（可充电）

工作温度：0-40

存储温度：-10 -60

湿度：85%RH

用途：

新生儿电子称重器适用于医院、家庭等场所，可用于宝宝体重的快速测量和跟踪，非常适用于新生儿发育和常规健康检查。

包装：

为了保证产品安全运输，我们将采用泡沫、PE袋等多层抗震包装，并用箱子包装。包装尺寸为630*280*70mm，重量约为1.6kg。

使用说明：

1. 拆包检查：将包装箱打开，取出电子秤，检查各部分是否完好，然后按照说明书安装。
2. 接通电源：按照说明书插入电池，打开电源开关，测试指示灯亮即表示具备正常工作条件。
3. 测量体重：将宝宝放在托盘上，等待数字显示屏切换到当前体重数值，这时秤就测出了宝宝的体重。

售后服务：

上海楷亚科技有限公司为客户提供终身保修服务。我们的客户服务部门为您随时提供解决方案和技术支持，请放心选购我们的产品。

知识：

1.如何确保准确测量宝宝体重？

答：在测量宝宝体重时，尽可能保持宝宝准确水平，让秤面与平面保持水平，以避免因脚掌或头发抵触而引起的误差。

2. 宝宝的体重应该以什么时间为准？

答：建议在宝宝吃奶前或是换了尿布后，空腹状态下进行测量，佳的测量时间是在早晨睡醒后的一段时间内。

3. 选购新生儿体重秤有哪些注意事项？

答：选择、快速、方便携带的产品，避免买到不明来源的便宜婴儿秤，以保证宝宝体重测量的准确性。