

四环素族快速检测卡

产品名称	四环素族快速检测卡
公司名称	苏州艾瑞德生物科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区东吴北路31号吴中科技创业园B幢201室
联系电话	0512-68796311 15850166981

产品详情

【产品用途】 四环素快速检测试纸基于竞争法胶体金免疫层析技术，用于快速筛查四环素超标的待检品。四环素快速检测试纸条作为一种筛选法，可用于定性和半定量检测动物尿液、组织、鲜奶、水产品中氯霉素的残留状况。依据胶体金标记抗体技术、蛋白质膜层析技术和抗原抗体特异性、可逆性反应原理设计组装，具有快速、敏感、特异、简便、直观等特点。 **【检测样本】**

蜂蜜、牛奶、组织样本。 **【产品性能】** A、灵敏度：测蜂蜜：20ng/mL；测组织：100ng/mL；测牛奶：50ng/mL
B、特异性：用100ug/ml氯霉素、大环内酯类、氨基糖苷类、内酰胺类、氟喹诺酮类等药物检测结果显示均呈阴性。

【结果解释】
阴性：C线显色，T线肉眼可见，无论颜色深浅均判为阴性。
阳性：C线显色，T线不显色，判为阳性。
无效：C线不显色，无论T线是否显色，该试纸均判为无效。

【注意】 本品的灵敏度高与混匀后等待的时间正相关，要提高灵敏度可适当延长混匀后等待的时间（反应时间），建议等待2-3分钟。操作时取出试纸条，用滴管吸取待检样品溶液，逐滴滴加3滴于加样孔中。5分钟后判断结果，10分钟后的结果无效。