

医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器

产品名称	医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	耗材:专用弱碱性冲洗液 加热功能:自带加热 打印:冲洗完成自带打印冲洗凭证
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6A-1栋(自贸区武汉片区)
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器、犬伤创口消毒冲洗器(犬伤冲洗机)适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外科新鲜创面,医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器以狂犬病伤口暴露处置指南和规范要求为技术框架研发而成,严格遵循流动清水+弱碱性皮肤黏膜消毒液交替冲洗至少15分钟,zui后用生理盐水冲洗干净伤口的要求,科学规范的预防狂犬病。医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器是规范化犬伤门诊和智慧门诊建设要求需配置的基础伤口处置设备。

伤口冲洗的重要性:

被动物咬伤而感染病毒,病毒在伤口周围肌肉组织中复制,狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时,可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要,目的是降低伤口内的病毒和细菌含量,是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。

狂犬病暴露后处置两个目标:

一预防狂犬病的发生;

二预防伤口发生继发细菌感染,促进伤口愈合和功能恢复。

医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外科新鲜创面。

根据不同的预期用途有不同的结构组合,使用前置入冲洗液,或与相关冲洗设备,或器具连成冲洗系统,可向就医患者所需冲洗部位进行冲洗,非无菌提供。

医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤创口冲洗处置。

医用创口冲洗机-专用犬伤冲洗器能有效降低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性，以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，专用的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。