

大小鼠抓力测定器

产品名称	大小鼠抓力测定器
公司名称	南通小科仪器有限公司
价格	9800.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省南通市如东县丰利镇环农村二十五组43-1号（注册地址）
联系电话	19709265627

产品详情

大小鼠抓力测定器

XK104

一、产品概述

抓力测定仪(Grip Strength Meter)对大、小鼠抓力进行测试是为了评价药物、毒物、肌肉松弛剂、中枢神经抑制剂、兴奋剂等对动物肢体力量的影响程度，同时也可对动物的衰老、神经损伤、骨骼损伤、肌肉损伤、韧带损伤程度以及其恢复程度进行鉴定，这是一种使用范围很广的仪器。由于该仪器操作简单，使用方便，指标明确，特异性强而广泛地被国内外科研工作者使用，收到了很好的实验效果。适合大、小鼠不同大小的爪子，能测到动物真实而客观的抓力，仪器自带分析软件自动计算均值的功能进行数据导出，方便实验人员进行生物学统计。

二、主要技术指标

- 1、拉力：0~2000g
- 2、精度：0.1%F.S.
- 3、采样频率：16KHZ，8KHZ，2KHZ
- 4、分析软件可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等
- 5、分析软件可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，保存为图片格式
- 6、分析数据自动求平均值、标准差以及标准误并导出Excel格式文件
- 7、微机端实验数据可存储数量：1000组

8、采集器接口：USB

9、USB直接供电无需外接电源。

10、抓力计重量：1.4kg

11、抓力板体积约：200mmx100mm × 80mm

12、软件里有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致

13、系统自动检测动物抓力值并记录

14、可选配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试

15、配有脚踏开关，可以灵活控制实验的开始，操作便捷

三、配置

1.GSM抓力软件 2.抓力计 3.大小鼠抓具(选配) 4.连接线 5.抓力计固定座 6.脚踏开关