

实验室10L/H纯水机超纯水机纯化柱去离子水生产批发代加工

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 实验室10L/H纯水机超纯水机纯化柱去离子水生产批发代加工 |
| 公司名称 | 深圳市诚鑫水处理科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 诚鑫:电导率 10 μ S/cm@25 ; CX-10L:18.25M μ S/cm@25 深圳:水质达到中国国家一级超纯水标准 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗新围村5巷2号903 (注册地址) |
| 联系电话 | 13686481006 |

产品详情

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 名称 | 超纯水机 | |
| 产品型号 | CX-10LH-X | |
| 进水要求 | 城市自来水; TDS | |
| 产品规格 | 产水量: 30L/H 尺寸: 520*430*590MM 重量: 25kg | |
| | 电源: 220V/50Hz, 功率:80W | |
| 产水流速 | (1.5-1.8)L/mine | |
| 纯水产水水质 | 电导率 10 μ S/cm@25 ; | |
| 超纯水水质 | 电阻率 | 18.25M μ S/cm@25 (0.055 μ S/cm@25) 水质达到中国国家一级超纯水标准 |
| | 总有机碳 (TOC) <10 ppb | 可溶性硅[以 (SiO ₂) 计] < 0.01mg/L |
| | 吸光度(254nm,1cm光程) 0.001 | 热源含量 < 0.005Eu/ml |
| | 微生物/细菌<1 CFU/ml | 重金属离子<0.1ppb |
| | 微粒子/颗粒物 (大于0.1 μ m) 含量 : < 1/ml | |
| 控制 | 操作模式显示 | 电源、紫外消解、缺水、满水、纯水取水、内循环、超纯水取水、离子膜纯柱报警、冲洗等 ; |
| 系统 | 安全性能 | 无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、系统密码、报警时自动重启 |
| | 系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控、耗材使用监控、取水时间监 |

注: 1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命; 2、源水水质较差 (TDS大于200ppm) 时, RO纯水水质会降低; 3、原水水质TDS>500时, 建议常更换前置滤芯。

适合范围: PCR应用及分析、气象分析; 精密仪器分析、氨基酸分析; 分析试剂及药品配置、稀释; 液相色谱仪

生化分析仪器。气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱等试验。
