

克夫尼理疗电极片 型号;KFN-III 规格 ; 7X10CM

产品名称	克夫尼理疗电极片 型号;KFN-III 规格 ; 7X10CM
公司名称	河南美迪泰医疗科技有限公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:克夫尼 型号:KFN-III 产地:郑州克夫尼
公司地址	河南省郑州市管城回族区紫荆山路62号1号22层222号
联系电话	18937127264

产品详情

克夫尼理疗电极片是由多种成份依据现代科技精制而成，配合主机及数字化合成音乐技术进行治疗，使胃肠起搏点电流产生“跟随效应”以恢复正常节律，确保主机产生的胃肠生物电信号准确、稳定的传递到相应治疗部位，克夫尼理疗电极片经高规格清洁消毒处理，专人专用，患者治疗体验舒适安全。

介绍

克夫尼理疗电极片，医用自粘导电电极，具有导电性能良好，与皮肤附着力强、安全可靠等特点，适用于各类高、中、低频医用理疗仪器。我司可以根据客户的要求，设计制作不同规格尺寸的电极片。

克夫尼理疗电极片使用方法：

- 1、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。
- 2、撕开包装袋，将本品与中（低）频治疗仪的导线连接好，揭开护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。
- 3、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，再取下粘胶片存放好，以备下次使用。

注意事项：

- 1、本品可多次反复使用（建议专人专用，避免多人混用）。
- 2、若粘胶片的粘性下降，用清水冲洗一下凉干后即可重复使用。
- 3、贮藏：在阴凉处保存。
- 4、克夫尼电极片使用寿命一般为5-20次。
- 5、切记不可直接将胶片直接接触在干纸等吸水能力强的物体上，如果不小心粘帖上，尽快用清水冲洗取下。

克夫尼理疗电极片在使用的过程中需配合中低频治疗仪，定向透药治疗仪，是一次性使用医用产品，制作要求高，一次性使用，避免交叉感染，使用中需要再医生指导下使用。

使用一次性理疗电极片治疗时，根据不同科室，选用不同耗材；每次一袋或遵医嘱；将使用部位清洗干净把包装内的电极板与仪器导线连接好，揭开胶片，将药芯放置在电极凹槽内，分别贴于病灶部位和相关穴位，使其紧密接触皮肤。即可开机进行处方治疗。建议在医生指导下使用。