

低温阵痛治疗仪-医院如何使用-CR800型

产品名称	低温阵痛治疗仪-医院如何使用-CR800型
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:河南煜博 型号:CR-800 产地:郑州
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

低温阵痛仪-如何使用-CR800型 低温冲击镇痛仪是一种创新的非接触性、无创、可以直达痛源的疼痛自然疗法。经过低温冲击镇痛仪发射枪喷出的高压化碳干冰，可以迅速地在30秒内把接触部位的皮肤从体表温度直接降到2 -4 ，从而达到深度温感冲击的效果。这种深度温感冲击随即会引起一系列生理作用，从而快速有效地达到缓解疼痛以及消肿的临床效果。 **低温阵痛仪-如何使用-CR800型** 低温冲击镇痛仪冷冻冲击对比传统冷疗手段深层冷冻冲击引起的生理作用及临床应用

镇痛：深层冷冻冲击会产生疼痛及伤害感受器的作用，可以中断疼痛感到大脑皮层的传递信号，从而达到镇痛的效果。**消肿：**深层冷冻冲击可以在20秒到30秒内，令血管达到深层血管舒张的作用。血管舒张可以移除血清素(血管收缩素)、前列腺素、组胺和细胞分裂素等炎症介质，使导致水肿及血肿的炎症介质数量快速减少。另外，深层冷冻冲击还可以立即蛋白酶的活性，同时把炎症导致的血管渗透失调(透过性失效)在几分钟内迅速恢复正常，从而使炎症介质再次被吸收并通过静脉系统移除。**神经系统反应+肌肉放松：**深层冷冻冲击可促进脊髓中肌肉的牵张反射中枢活动，使肌肉达到放松的效果。**蓝光：**低温冲击镇痛仪还可以发射出473nm的单色蓝光，这种蓝光有杀菌及氧化的作用。

作为患者,您可以： 获得的效果 没有副作用 成本低

作为师，低温冲击镇痛仪可以帮助您： 获得很高的满意度 快速地获得投资回报
以的费用购买仪器 **低温阵痛仪-如何使用-CR800型** 低温冲击痛仪独创的强冷冻冲击技术可以应用于多种适应症，例如：扭伤、拉伤及各种急性损伤后引起的血肿、水肿，部分风湿患者的慢性炎症反应，软组织风湿，肌腱炎、跟骨骨刺、跟腱痛，上踝炎，腰椎间盘引起的疼痛，颈/肩肌痛，偏头痛症状等（详细适应症及禁忌症见下表）。此外，其非接触性的特征，特别适用于术后恢复的。

产品特点：

蓝色LED光线指导，显示正确安全的喷射距离和区域

体表温度检测装置，低于4℃ 灯光闪烁警示，至-1℃ 停止，确保安全使用

CO₂喷射气体流速0.6-1.5g/S(CO₂喷射速度)

方便运输 相关科室：骨科、外科、疼痛中心、运动医学中心、康复中心、内分泌科、急诊科、整形外科、口腔科、中医科、治未病中心、美容科、烧伤科等

[CO₂冲击阵痛仪-消防武警-触摸屏操作](#)