

康隆达弹力胸围固定带 创护外固定材料 三片式多头式背心式 KB515

产品名称	康隆达弹力胸围固定带 创护外固定材料 三片式多头式背心式 KB515
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:胸围固定带 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

康隆达弹性胸围尺寸固定带 创护外固定原材料 三内置式双头式吊带背心式 KB515

医疗束缚带产品简介：

选用优质松紧绳、魔术贴、全棉质布等生产加工做成。主要运用于心胸外科手术后支撑点肩胛骨固定胸阔，包含肩胛骨切开术后、肋骨骨裂、肋间肌肉拉伤，尤其是对伴随糖尿病患者、慢性阻塞性肺病、肥胖症和其它肩胛骨病发症的病人。在手术后乳房物理康复环节中，病人按护理常规按时开展积极深咳和深吸气时，可以显著缓解疼痛，帮助病人摆脱对疼痛恐惧感，有利于病人充足吸痰，避免肺炎，并且避免因为活动的时候胸内压提高但对肩胛骨及乳房伤口修复造成的不良影响，推动肩胛骨及乳房伤口修复。

医疗束缚带可用病症：

- 1.肋骨断裂、肋间韧带拉伤、胸口疼痛。
- 2.可缓解因吸气、干咳或活动的时候过多牵扯肌肉组织造成疼痛与不舒服，使损伤位置获得科学合理的支撑点，帮助肌纤维回应至正常情况；适用胸腔手术后、肋骨骨裂或肋间肌扭到病人的恢复固定不动。

医疗束缚带禁忌：

- 1、皮肤未知硬块，有出血倾向、患部皮肤里破溃烂者禁止使用。
- 2、身体内配有心脏起搏器、金属制造外固定支架等金属物质的人不要使用。
- 3、腹部有外伤性病症病人禁止使用。

4. 孕妇禁用。

医疗束缚带存储清洗方法

- 1、使用中，留意保持干净，再放到干燥自然通风。
- 2、清洗时水的温度不应超过50℃，尽量不要用偏碱性的洗洁剂，切勿使劲揉搓。
- 3、不必在水里长期浸泡或长期潮湿摆放，以防布料衰老。
- 4、清洗后当然晾晒，忌烈日下曝晒，免烫衬衫，防止原材料变型衰老。