

MS 吉天仪器公司 吉天GC MS经销商

产品名称	MS 吉天仪器公司 吉天GC MS经销商
公司名称	北京吉天仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号院6号厂房4层6-15
联系电话	18910230180

产品详情

气相色谱质谱联用仪的性能特点

- 1、带预四极的四极质量分析系统，有效改善离子污染造成的影响，实现了仪器的长期稳定性由性能高的二次电子倍增管和低噪声；
- 2、高带宽的信号放大器组成的检测系统为微弱信号的采集提供了保障.；
- 3、RF电源的过载硬件保护等功能为仪器提供了周密的保护措施，延长仪器的使用寿命。稳定有效的数据采集，保证了质谱的准确性；
- 4、耐用的自动进样器，使样品分析自动化，提高您的工作效率的同时实现了更好的重现性

气相色谱质谱联用仪的性能特点

- 1、实时采集功能提供了全扫描与选择离子扫描的数据采集，可获得准确的定性、定量结果数据；
- 2、提供自动调谐与手动调谐功能
- 3、数据处理模块提供定量方法创建功能
- 4、集成NIST谱图检索功能，可以方便、准确检索目标分析物
- 5、用户界面友好、易操作

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！吉天仪器竭诚为您服务！

气相色谱质谱联用仪的数据处理

1 接通电源开关 全部指示灯点亮约需1秒钟，吉天GC-MS经销商，其后，指示灯的闪烁约持续30秒钟.其间，如果没有不良情况，READY的指示灯点亮.

2 设定记录器的灵敏度 如设定灵敏度为8时：ATTEN 3 ENTER (对照表见说明书31页).设定送纸速度10：

SPEED 10 ENTER.

3 划出色谱仪的基线 操作SHIFT DOWN PLOT ENTER键，一直等到色谱仪的基线稳定为止.再一次操作SHIFT DOWN PLOT ENTER键，则作图停止.

4 打印色谱仪的零点的偏离（单位：uV） 按动PRINT键，吉天GC-MS供货商，再按着CTRL键，按动LEVEL键.放开LEVEL键后，吉天GC-MS，再放开CTRL键.接着按动ENTER键（注意：CTRL键必须比目的键LEVEL先按，比目的键后放开）.

5 调整色谱仪的零点，使之进入-1000uV到+5000uV之间的范围.反复进行4~5项操作.

6 记录笔移至原点 操作ZERO ENTER键.

7 进样分析 在色谱分析仪中注入试样，同时按动START键.

MS-吉天仪器公司-吉天GC-MS经销商由北京吉天仪器有限公司提供。“原子荧光光度计,流动注射分析仪”选择北京吉天仪器有限公司，公司位于：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院6号厂房4层6-15，多年来，吉天仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：栾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。吉天仪器期待成为您的长期合作伙伴！