

# 清创仪 超声清创仪

产品名称	清创仪 超声清创仪
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	频率:25khz-45khz 功能:超声+高压 超声手柄:标配2把
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

清创仪 超声清创仪、多功能超声清创仪具有超声波清创及废液回收二位一体之功能。超声波清创是将清洗液产生空化效应，使得微水滴形成气泡 增大 破裂，产生出爆破力，当巨量连贯的微水滴形成连续气泡群，在气泡增大直至破裂过程中生成局域高密度的能量波，作用在溃疡组织表面并击碎之，但对于完好的组织却没有任何损伤，这种清创主要用于溃疡组织。可使创面清理更加彻底、快速。废液回收通过负压吸引，可边清创边回收清创废液，避免污染扩散使工作环境保持清洁。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到清除，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除，冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

### 产品优势

- (1) 大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦；
- (2) 大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到清除；
- (3) 避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除；
- (4) 冲洗后的污水容易回收、便于集中处理；
- (5) 快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作；
- (6) 独有的双核设计：多功能清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响。极大的解决了不同类型创面清创的等待时间；
- (7) 独有的负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出；

(8) 能激活纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合；

(9) 清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创；

(10) 压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。

#### 应用科室

适用科室：创伤外科，骨外科，烧伤科，内分泌科，急诊外科，犬咬伤，普外科，肛肠科，手足外科，血管外科，皮肤性病科，康复理疗科，手术室，换药室等