

# 原子荧光形态分析仪经销商 北京吉天仪器

产品名称	原子荧光形态分析仪经销商 北京吉天仪器
公司名称	北京吉天仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号院6号厂房4层6-15
联系电话	18910230180

## 产品详情

### 原子荧光形态分析仪

多功能数据接口，模拟信号/数字信号数据输出，可连接多种色谱工作站。

原子荧光主机采用特有的双泵四通路连续流动进样系统，无需自动进样器即可实现单点及多点配制标准曲线，吉天原子荧光形态分析仪经销商，并可实现在线自动

稀释，单点标准曲线校正功能。

采用质量流量计控制ya气流量替代传统的模拟控制，使仪器在长时间工作时的ya气流量保持恒定，从而提高仪器稳定性。

增加了开机自动预热元素灯的功能，提高工作效率。

可选配原子荧光主机自动进样器及进口液相进样器。

### 原子荧光及形态分析仪技术发展

同一元素的不同形态具有不同的物理化学性质和生物活性，因此，对于某些元素，只了解总量是不够的，原子荧光形态分析仪经销商，我们在了解总量的同时，更希望了解某元素的形态组成，“元素形态分析”作为一个崭新的应用研究领域应运而生。痕(微)量元素的化学形态信息在环境科学、生物医学、中医医学、食品科学、营养学、微量元素医学以及商品中有毒元素新标准等研究领域起着非常重要的作用。

液相色谱原子荧光联用仪原理-液相泵连续流动的液相洗脱液可直接进入金索坤原子荧光连续流动进样系统，实现了液相色谱与原子荧光光谱仪无缝对接。从而提高检测灵敏度及精密度。同时无缝对接精简了管路，国产原子荧光形态分析仪经销商，有效减少峰展宽。液相泵进样自动触发信号，可实现等度洗脱，工作站自动采集信号并实时记录数据。具有大屏幕液晶显示独立操作平台，可直观清晰的观察运行状态，灵活的控制液相泵的运行模式。

原子荧光形态分析仪经销商-北京吉天仪器由北京吉天仪器有限公司提供。北京吉天仪器有限公司是北京朝阳区,仪器仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉天仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创吉天仪器更加美好的未来。