

# 实验室电导率厂家，台式电导率厂家，便携式电导率厂家

产品名称	实验室电导率厂家，台式电导率厂家，便携式电导率厂家
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

## 产品详情

### dds-307a型实验室电导率

dds-307a是一款改进型电导率仪，在市场上 dds-307的基础上增加了温度自动补偿功能，具有较高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

#### 仪器特点：

双排数码管：分别显示电导率值和温度值。

微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、

可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。防水防侵蚀设计。

网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件。

可测量高纯水：配电极常数0.01 cm<sup>-1</sup>的钛合金电极和密封测量池。自动提示测量终点。

技术指标：显示方式：双排数码管分别显示电导率和温度值 测量范围：(1~3000)  $\mu\text{s/cm}$  , 0~99.9  
电极常数：0.01~30  $\mu\text{s/cm}$ ; (配k=0.01电极) ; 0.1~300  $\mu\text{s/cm}$ ; (配k=0.1电极)  
; 1.0~3000  $\mu\text{s/cm}$ ; (配k=1.0电极) ; 10~30000  $\mu\text{s/cm}$ ;  
(配k=10.0电极) ; 分辨率：0.001  $\mu\text{s/cm}$ 、0.1 电极常数：0.001~15.0 cm<sup>-1</sup>间由软件设定  
温补范围：自动0~99.9 , 手动0~99.9 温度系数：0~10%/ (以25 为基准) 精度： $\pm 1.0\%fs$  ,  $\pm$   
0.3 通讯接口：rs232双向通讯接口 电源：ac220v  $\pm 22v$  , 50hz  $\pm 1hz$  , 外置电源  
工作条件：环境温度0~60 , 相对湿度 90 掉电保存：>5年  
标准配置：二次表一台，电源一个，常数1.0的光亮或  
铂黑电导电极一支，温度电极一支，电极支架一套。

定货指南：须告知所配电极的常数;测超纯水需配k=0.01电极和密封测量槽

公司本着诚信理念，质量不合格全额退款。

上海博取仪器有限公司

联系人：邢银凤

联系电话：15021885022

固定电话：021-20903250

传 真：021-33897350

qq：2239855365

e-mail:whtxyf@163.com