

回弹式眼压计|招标|招标参数|配置清单

产品名称	回弹式眼压计 招标 招标参数 配置清单
公司名称	上海天呈科技有限公司重庆办事处
价格	28000.00/元
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区建华大厦19-4
联系电话	86-02368480897 15213475806

产品详情

用途：

眼压是眼球内容物作用于眼球壁的压力。房水的生成是眼压形成的主要因素。与眼压最相关的眼病是青光眼。

原理特点：

利用力的平衡原理，以不同类型的眼压计作用于眼球壁上，根据所用的重量和压平的角膜面积或压陷的深度测量出眼球壁的张力，得到的是间接的眼球内压力。

特色功能：

- 1、舒适性：不需表麻，不使用任何化学药水，测量快速，病人感觉舒适。
- 2、精确性：带有统计学P的数据显示，结果精确可靠，优于NCT, 与Goldmann压平眼压计（GAT）高一致性（平均差 ± 标准差=1.34mmHg ± 2.03mmHg）。
- 3、快捷性：测量时间非常短，只需几秒的时间，数据即时显示。
- 4、易用性：非常容易使用，手持测量，操作简单。
- 5、灵巧性：体积小，便携，便于收藏。
- 6、安全性：一次性使用的探针避免交叉感染，接触面积小避免角膜损伤。
- 7、适用性：

- 1) 供眼科医生、验光师、全科医生、专业保健医生等测量眼压使用。
- 2) 对痴呆症患者、行动不便的病人和儿童,测量优势更明显;可用于角膜水肿、混浊或角膜表面不平者。
- 3) 供青光眼患者家庭测量眼压使用。

技术参数：

型号：TA01

体积：13-32毫米(宽)，45-80毫米(高)，230毫米(长)。

重量：155克(不含电池), 250克(含4节5号电池)。

电源：4节5号电池。

测量范围：7-50毫米汞柱，显示范围：0-99毫米汞柱。

- 6、精确度(相对于测压法的95%容许误差)： ± 1.2 毫米汞柱(≤ 20 毫米汞柱)以及 ± 2.2 毫米汞柱(>20毫米汞柱)。
- 7、重复性(变异系数)： $< 8\%$
- 8、显示屏精确度：1
- 9、显示单位：毫米汞柱。
- 10、序列号位于电池盒盖的背面。
- 11、眼压计与患者之间没有电气连接。
- 12、仪器具有B型电击防护。
- 13、储藏/运输环境：温度+5至40℃，相对湿度10至80%(不凝结)。

招标参数：

- 1、型号：TA01
- 2、体积：13-32毫米(宽)，45-80毫米(高)，230毫米(长)。
- 3、重量：155克(不含电池), 250克(含4节5号电池)。

- 4、 电源：4节5号电池。
- 5、 测量范围：7-50毫米汞柱，显示范围：0-99毫米汞柱。
- 6、 精确度(相对于测压法的95%容许误差)： ± 1.2 毫米汞柱(≤ 20 毫米汞柱)以及 ± 2.2 毫米汞柱(>20 毫米汞柱)。
- 7、 重复性(变异系数)： $< 8\%$
- 8、 显示屏精确度：1
- 9、 显示单位：毫米汞柱。
- 10、 序列号位于电池盒盖的背面。
- 11、 眼压计与患者之间没有电气连接。
- 12、 仪器具有B型电击防护。
- 13、 储藏/运输环境：温度 $+5$ 至 40 ，相对湿度10至80%(不凝结)。
- 14、 舒适性：不需表麻，不使用任何化学药水，测量快速，病人感觉舒适。
- 5、 精确性：带有统计学P的数据显示，结果精确可靠，优于NCT, 与Goldmann压平眼压计(GAT)高一致性(平均差 \pm 标准差= $1.34\text{mmHg} \pm 2.03\text{mmHg}$)。
- 6、 快捷性：测量时间非常短，只需几秒的时间，数据即时显示。
- 7、 易用性：非常容易使用，手持测量，操作简单。
- 8、 灵巧性：体积小，便携，便于收藏。
- 9、 安全性：一次性使用的探针避免交叉感染，接触面积小避免角膜损伤。
- 10、 适用性：
 - 1) 供眼科医生、验光师、全科医生、专业保健医生等测量眼压使用。
 - 2) 对痴呆症患者、行动不便的病人和儿童,测量优势更明显;可用于角膜水肿、混浊或角膜表面不平者。
 - 3) 供青光眼患者家庭测量眼压使用。

配置清单：

主机标准配置：

	型号	产地	标配	数量	备注
iCare眼压计	TA01	芬兰	主机	1台	
			支架	1个	
			探针	1盒	
			探测棒底座	1个	
			电池	2对	
			便签纸	1本	
			说明书	1本	