

实验室器皿

产品名称	实验室器皿
公司名称	江苏华鸥玻璃有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华鸥 型号:1351 产地:盐城
公司地址	盐城市盐都区龙冈工业园区华鸥大道(F)
联系电话	15366558289 13817386655

产品详情

干燥器使用方法

2023/7/6

干燥器的使用方法：正确打开干燥器的盖子；用左手操作需要放入的物品；使用正确方法闭合盖子；用大拇指按住器件移动；物品置于瓷板圆孔内。

- 1.正确打开干燥器。开启干燥器时，左手按住下部，右手按住盖子上的圆顶，沿水平方向向左前方推开器盖。
- 2.用左手操作物品。盖子取下后应放在桌上安全的地方（注意要磨口向上，圆顶朝下），用左手放入或取出物体，如坩埚或称量瓶，并及时盖好干燥器盖子
- 3.正确地闭合盖子。加盖时，也应当拿住盖子圆顶，沿水平方向推移盖好。
- 4.用大拇指按住器件移动。搬动干燥器时，应用两手的大拇指同时将盖子按住，以防盖子滑落而打碎。
- 5.物品置于瓷板圆孔内。当坩埚或称量瓶等放入干燥器时，应放在瓷板圆孔内。但称量瓶若比圆孔小时则应放在瓷板上。温度很高的物体必须冷却至室温或略高于室温，方可放入干燥器内。干燥器是保持试剂干燥的容器，由厚质玻璃制成。其上部是一个磨口的盖子（磨口上涂有一层薄而均匀的凡士林），中部有一个有孔洞的活动瓷板，瓷板下放有干燥的氯化钙或硅胶等干燥剂，瓷板上放置装有需干燥存放的试剂的容器。

