

实验室喷雾干燥机,物料适合高温干燥

产品名称	实验室喷雾干燥机,物料适合高温干燥
公司名称	安徽那艾仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市经济技术开发区科技路与创业路交叉口皖江小微双创园13栋3层（注册地址）
联系电话	13916283642

产品详情

安徽那艾仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护安徽那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。

选型帮助

1、物料为水溶剂，不含有机溶剂，物料适合高温干燥，开式并流送风干燥方式。2、玻璃和不锈钢两套干燥塔可选择，满足实验观察和经久耐用的不同需求。3、常规机型，主打性价比，适合要求和预算不高的客户。

主要特征

- 1、整机采用SUS304制造，设计紧凑，尺寸小巧，机器按键、温度计、空气管路等全部采用人体工程设计，快捷插拔，人性化操作；
- 2、采用PLC控制，7寸触摸屏一键全控，可实现进风温度、出风温度、变频量、通针频率、数据记录、曲线分析、报警和过载保护等显示和控制；
- 3、电气标准制作，从空开到触点，从继电器保护器到按钮开关，采用正泰/德力西原装电气标准制作，有保证设备的安全性、稳定性和使用寿命；
- 4、设备采用3.5Kw超大功率定制加热器，在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全

温区控温准确，加热控温精度在 ± 1 ；

5、风机转速大小以及风压会影响不同产品的物料喷雾效果，并对应不同的产品产率，通过变频设计，让用户摸索合适的风量；

6、二流体喷雾的雾化结构，设计紧凑，方便使用；设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整；

7、喷粉的粒径呈正态分布，流动性非常好，而且干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围；

8、进料量可通过进料蠕动泵调节，样品少量可达80ml，
*高2L/H，用户可根据物料情况选择**进料方式；

9、内置全无油空压机设计，噪音非常低，小于60db，符合国家实验室噪音标准；

10、关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏；

技术参数

产品型号
物料接触部分
干燥方式
雾化情况
热风情况
热风情况
干燥时间
蒸发水量

控制系统

进料方式

*小进料量

电加热器功率

进风温度控制

控温精度

调频风机

空压机

整机功率

设备尺寸

整机重量