

多功能型超声清创机（脉动压力清创/超声波清创）

产品名称	多功能型超声清创机 （脉动压力清创/超声波清创）
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	频率:20-45kHz 功能:高压+超声+负压 流量:0-3L可调节
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号（注册地址）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

多功能型超声清创机（脉动压力清创/超声波清创）

作为一家专注于生物科技的公司，河南煜博生物科技有限公司研发出了一款先进的多功能清创仪，即多功能型超声清创机。这款清创机采用了脉动压力清创和超声波清创的双重技术，具备高效、快速、安全的清创功能，为伤口治疗提供了全方位的解决方案。

这款多功能清创仪的第一个属性是频率范围广泛，可调节在20-45kHz之间。这一范围的频率可以有效地清除伤口中的坏死组织、细菌和病原体，促进伤口的愈合和恢复过程。

第二个属性是功能多样化，包括高压清洗、超声波清洗和负压清洗。高压清洗利用水流的冲击力将伤口中的污物冲洗干净，超声波清洗利用超声波振动将伤口中的微小颗粒物质分解和清除，负压清洗通过负压吸引将伤口内的分泌物抽出，保持伤口的洁净和干燥。

第三个属性是**可调节，范围为0-3L。这一可调节的**能够满足不同伤口的清洗需求，从而实现个性化的治疗方案。同时，该清创仪还配备有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，进一步**清洗效果。

在使用过程中，多功能型超声清创机通过脉冲式水流对伤口进行冲洗。脉冲式水流能够产生较高的冲击力，有效地清除伤口中的污物和坏死组织，同时不会对健康组织造成伤害。这种清创方式能够确保伤口的彻底清洁，为伤口愈合创造良好的条件。

在使用该清创机时，需要注意以下几点：

1. 选择适当的频率和**。不同类型的伤口对于频率和**有不同的需求，必须根据实际情况进行调整，以

达到佳的清洁效果。

2. 保持伤口周围的皮肤清洁。在清洗伤口之前，应先清洗周围的皮肤，以减少细菌的污染。可以使用专门的皮肤清洁剂进行清洗。
3. 注意使用时间和频次。清创机的使用时间和频次应根据伤口的情况和医嘱进行调整。不可频繁使用，以免对伤口造成过度刺激。

知识：

清创是伤口治疗的重要环节之一，它可以有效地清除伤口中的坏死组织、细菌和病原体，促进伤口的愈合。多功能清创仪通过高压清洗、超声波清洗和负压清洗等多种方式，实现了全面的伤口清洁，为伤口治疗提供了更好的选择。

细节和指导：

1. 清洗伤口前应先清洗周围的皮肤，以减少伤口的污染。
2. 在使用清创机时，要根据不同伤口的情况选择适当的频率和**，以确保清洗效果。
3. 清洗伤口的时间和频次应根据医嘱进行调整，不可过度使用。

可能被忽视的细节：

1. 清创机的操作时机。清创机适用于急性创伤或活动性出血明显的伤口，需要等待伤口稳定后再进行清洗。
2. 适用范围。清创机适用于多种类型的伤口，包括创面、烧伤伤口、烫伤伤口等，但应根据伤口的情况和医嘱进行使用。
3. 清洗后的护理。清洗伤口后，应做好适当的伤口护理，包括涂抹适当的药膏、盖上敷料，保持伤口的湿润和洁净。

总结：

多功能型超声清创机是一款集脉动压力清创和超声波清创于一体的先进设备，能够高效、快速、安全地清洗伤口，促进伤口的愈合。使用时需要注意选择适当的频率和**，并根据伤口情况调整使用时间和频次。通过正确的操作和适当的伤口护理，多功能型超声清创机能够为伤口治疗提供有效的帮助。