

# 实验试剂保存冰箱

产品名称	实验试剂保存冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

实验试剂保存冰箱厂家简介：

实验试剂保存冰箱厂家 -北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、、为一体的现代型企业，主要经营生化实验恒温冷藏设备。在市场经济逐渐与市场接轨之际，我们北京福意电器有限公司将振奋精神、抓住机遇、迎接挑战，始终将用户的利益放在位，不断开发、更新产品，以适应对仪表产品的需求，精心、细心、用心地为用户价比优良的产品。

实验试剂保存冰箱参数：

实验试剂保存冰箱：特点：

- 1、微电脑控制: 高亮度数码显示，在2-48度范围内任意设定，温度控制精度1 ，温度显示精度高；
- 2、报警系统:有声音蜂鸣报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系

统故障报警；3、制冷系统：采用优良全封闭压缩机，，无氟制冷剂，风式优良冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；4、开机自检延时功能；2~3分钟延时能够有效的保护压缩机频繁启动；5、人性化设计：样式：立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带脚轮。宽电压带，适合187~242V电压下使用；6、强制，9001；产品符合标准要求；提供检测报告。7、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。8、箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

实验试剂保存冰箱：

操作人员需仔细阅读使用说明，了解、熟悉培养箱功能后，才能接通电源。接通电源，按下电源开关，把温度控制仪调到用户需的设定温度值（此值需高于室温加50C）。当培养箱显示温度达到设定温度时，加准环境温度下通电90分钟后，温度可保持稳定，如箱内即时温度过设定上限报警温度（出厂设置为5）控温仪自动切断加热器电源。如打开玻璃门取样品时，加热器、循环风机会停止工作，当关上玻璃门后，加热器和免培养物的污染及温度的过冲现象。

福意联恒温、冷藏设备等等。我公司以科学为指导方针，以保障为生命，本着优良、团结、守信的态度，为广大用户提供更好的产品和。

实验试剂保存冰箱