

低温冲击镇痛仪-CR800-BF技术参数

产品名称	低温冲击镇痛仪-CR800-BF技术参数
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

低温冲击镇痛仪-CR800-BF技术参数

- 1、适用于急性软组织损伤引起的肿胀和疼痛的缓解和辅助治疗；
- 2、*喷射气体流速：2.0g/s ~ 3.3g/s，标准操作下30s内可使表面温度降至4℃以下；
- 3、*治疗手柄在治疗过程中可投射出红色、白色、绿色、蓝色四种颜色的光照，可任意单选或组合使用；
- 4、7英寸触摸屏配置，触感灵敏，操作方便，显示清晰；
- 5、整体外壳采用高强度钣金材质,保证使用安全性以及便于清洁；
- 6、机身带有自主设计的可伸缩拉杆，使用方便、运转快捷；
- 7、电气安全符合GB9706.1 - 2007要求；
- 8、气瓶生产企业通过国家压力容器生产许可（可提供相应证件）并符合GB 11640-2011标准的铝合金无缝气瓶或符合GB/T5099.3-2017钢质无缝气瓶；
- 9、CO2输送管长度 1000mm；
- 10、*治疗枪柄上具有灯光提示功能，当开始治疗时，治疗枪枪柄后绿灯亮起，当到达预设时间时，治疗

枪枪柄后绿灯熄灭；

11、可实时智能监测治疗部位的皮肤表面温度，并显示温度值；

12、*工作时间显示范围：0s ~ 30min；

13、*工作温度显示范围不窄于0 ~ 40 ，允差 ± 1.5 ；

14、*机身内置蓄电池，无需外接电源可待机工作10小时以上，拓宽治疗环境使用界限；

15、*具有声光报警提示功能，治疗时自动开启，在监测到治疗皮肤表面温度为+4 及以下时，橙色灯亮；在监测到治疗皮肤表面温度 -1 时，喷射气流自动停止，并发出蜂鸣声报警

16、CO₂气罐容积不小于4L；

17、*具备语音提示功能，当气量低、电量低时，会有语音提示，防止治疗中断；

18、*具有气量检测、电量检测功能，可显示余量情况，治疗工作一览无余；

19、*配置电子锁实现机壳前盖一键自动打开，减少更换气瓶时的手工拆卸；

20、*具有双瓶自动切换功能，当其中一个气瓶气量低时会自动切换至另外一个气瓶，有效减少治疗中断，提高治疗时效；

21、*具有密码保护功能，防止非工作人员误操作，提高设备使用安全性；

22、*具有睡眠模式待机功能，能够有效节能及防护设备的使用安全；

23、*具有气瓶、电池使用指南帮助功能，使用操作可随时查看；

24、气瓶、输送管道、管道连接接口处采用耐高压及防气体泄漏结构；

公司通过了ISO9001、ISO13485双质量体系认证，拥有授权的发明专利，拥有省内创新产品资格认证；