

# 理疗用体表电极片\_体表电极-医用耗材批发厂家

产品名称	理疗用体表电极片_体表电极-医用耗材批发厂家
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号 :KFN系列 生产定制:是 品牌:克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

体表电极是理疗中不可或缺的耗材之一，被广泛应用于脑循环和经颅磁治疗领域。作为一家理疗用体表电极生产厂家，郑州克夫尼生物科技有限公司致力于生产和销售高品质的体表电极片，以满足各类医疗机构的需求。我们的产品具有多项优势和功能，下面将详细介绍。

### 产品参数:

- 品牌: 克夫尼
- 包装: 600袋/箱
- 型号: KFN系列
- 产地: 河南郑州
- 可售卖地: 全国
- 生产定制: 是

### 使用理疗用体表电极片的好处和作用：

1. 提高治疗效果：理疗用体表电极片能够有效传递治疗仪器的微电流和脉冲信号，帮助治疗仪器对人体进行刺激，从而提高治疗效果。
2. 改善血液循环：理疗用体表电极片能够帮助改善患者的血液循环，促进氧气和养分的供应，加速废物的排泄，有助于加快组织修复和康复速度。

3. 缓解疼痛：通过适当的理疗刺激，体表电极片可以缓解各类疼痛，包括肌肉酸痛、关节疼痛、神经痛等，并能减少疼痛的复发。

使用方法：

1. 准备工作：在使用体表电极片前，应确保患者的皮肤清洁和干燥，以确保良好的电流传导效果。
2. 选择适当位置：根据治疗需要，选择合适的位置安装体表电极片，常见的位置包括患者的肩部、背部、腰部、腿部等。
3. 固定电极片：将体表电极片粘贴在患者的皮肤上，确保其与皮肤充分接触，并用辅助固定物将其固定好。
4. 设置治疗参数：根据医生的指导和患者的具体情况，设置合适的治疗参数，包括电流强度、治疗时间等。
5. 治疗结束：治疗时间结束后，将体表电极片从患者皮肤上取下，注意避免造成不必要的刺激或损伤。

注意事项：

1. 体表电极片只能在医生、理疗师或人士的指导下使用，不得擅自进行理疗操作。
2. 使用体表电极片时，应注意避免与患者的伤口、破损皮肤等接触，以免造成感染或其他并发症。
3. 在使用过程中，如出现过敏或不适等情况，应立即停止使用，并就医咨询。

作为一家理疗用体表电极生产厂家，郑州克夫尼生物科技有限公司始终将产品质量和用户需求放在首位。我们的体表电极片采用优质材料制造，产品工艺精湛，确保安全可靠。我们提供全国批发服务，并能根据客户需求进行定制生产，为医疗机构提供完善的支持和解决方案。

如果您对理疗用体表电极片有任何疑问或需求，请随时联系郑州克夫尼生物科技有限公司，我们将为您提供知识、细节和指导，以确保您的满意和安全使用。

10X15cm<sup>2</sup>贴/袋独立包装，KFN-TB02型号用的多

传递电刺激信号，加强磁场的作用。主要配合经颅磁电疗仪、脑循环功能障碍治疗仪用。

由导电材料和连接线，炮制的植物棉组成，主要搭配脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、经颅磁刺激仪等使用。

郑州克夫尼生物科技有限公司位于郑州，主要生产理疗电极片和医用超声耦合贴片，

产品可以支持OEM/ODM