

# 进口手持式数显折光仪PAL- ATAGO爱拓

产品名称	进口手持式数显折光仪PAL- ATAGO爱拓
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ATAGO爱拓 型号:PAL- 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

透光度测量各类果酱、食品、饮料、糖浆、巧克力酱以及某些化学溶剂（如切削油、清洗液和防冻剂等）  
【技术参数】

测量精度  
0.1% 精度

测量范围 0.00~85.0%  
测量精度 ±0.1%  
尺寸 5.5x3.1x10.9cm, 100g (仅主机)

使用ATAGO爱拓水果糖度计进行糖度测量时，需要注意以下几点

1. 准备样品选择新鲜成熟的水果作为样品，如苹果、葡萄等，去除果皮后，将样品放入测量仓。
2. 操作步骤打开糖度计电源，选择测量模式，将仪器测量仓对准样品，按下按钮开始测量。
3. 读取结果仪器会在屏幕上显示测量结果，用户可以根据需要进行记录或进一步处理。
4. 清洁保养使用完毕后，应及时清洁糖度计，确保仪器的准确性和使用寿命。