## 英国可溯源到NIST的筛分标准颗粒

产品名称	英国可溯源到NIST的筛分标准颗粒
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

## 产品详情

欢迎访问的网站 www.chinarainbow.com.hk\r\n\r\n可溯源到NIST的筛分标准颗粒\r\n窄分布玻璃微球\r\n?独特的微球筛分校准方法\r\n?适用于所有从20~3350 μ m的筛分\r\n?

平均孔径大小可溯源至NIST和NPL\r\n? 每分钟测量超过100万孔\r\n? 典型校准时间约1分钟\r\n? 超过80%筛面的方法分析\r\n? 精度和重复性高于1 μ m\r\n? 结果不受筛分摇振动方法的影响\r\n? 单发瓶消除操作偏差\r\n? 无须为校准将分子筛分开\r\n\r\nM icrosphere certification\r\n微球认证\r\n独立筛校准标准已经为在20至3350微米范围内的每个筛而制定。微球的粒度分布的目的是为筛的问题达到高峰,降低一种筛的大小在ISO或ASTM系列。因而,对于63微米的标准颗粒,颗粒大小是分布在53至75之间。而构成的大小分布,微粒最初经高精度电铸筛根据NIST和NPL标准进行校准。\r\n\r\n电铸筛具有极其杰出的统一性,孔径大小很少会有超过1 μ m的变化。因为粒度分布很窄,只有3个电铸筛可用于分析。确保分布均匀,筛分数据得到光学显微镜的支持。证书校准图可以得出。