

英国可溯源到NIST的筛分标准颗粒

产品名称	英国可溯源到NIST的筛分标准颗粒
公司名称	华虹科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上海东方路1663弄23号1402房间
联系电话	86-2151082920 13661459390

产品详情

欢迎访问的网站 www.chinarainbow.com.hk
可溯源到NIST的筛分标准颗粒
窄分布玻璃微球
独特的微球筛分校准方法
适用于所有从20~3350 μm 的筛分
平均孔径大小可溯源至NIST和NPL
每分钟测量超过100万孔
典型校准时间约1分钟
超过80%筛面的方法分析
精度和重复性高于1 μm
结果不受筛分摇振动方法的影响
单发瓶消除操作偏差
无须为校准将分子筛分开
Microsphere certification
微球认证
独立筛校准标准已经为在20至3350微米范围内的每个筛而制定。微球的粒度分布的目的是为筛的问题达到高峰，降低一种筛的大小在ISO或ASTM系列。因而，对于63微米的标准颗粒，颗粒大小是分布在53至75之间。而构成的大小分布，微粒最初经高精度电铸筛根据NIST和NPL标准进行校准。电铸筛具有极其杰出的统一性，孔径大小很少会有超过1 μm 的变化。因为粒度分布很窄，只有3个电铸筛可用于分析。确保分布均匀，筛分数据得到光学显微镜的支持。证书校准图可以得出。