

# 微型电子天平 进口分析天平BA-T系列 日本AND艾安得

产品名称	微型电子天平 进口分析天平BA-T系列 日本AND艾安得
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:AND艾安得 型号:BA-T 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

用于元素分析和质谱等预处理。 1  $\mu$ g的高精度称量~

BA-T系列：带触摸屏的彩色液晶显示器BA系列：单色液晶显示器

独立式结构称重单元 体积小，不易受气流影响，节省空间

所有型号 BA-T 系列带水门：带触摸屏的彩色 LCD 显示屏 BA 系列：单色液晶显示器 BA-TE 型号、BA-E 型号：标配无风电离子器 1  $\mu$ g：4 种型号，0.01 毫克：所有 6 种型号均有 10 种型号

密码功能限制天平内部设置、时钟设置的安全功能BA-T系列：管理员、工作经理、高级职员、操作员4级 BA系列：管理员、用户、访客3级

设置最小称量值 您可以通过直接输入设定值或执行重复性测试来设置天平的最小称量值。根据此测试结果，天平会自动计算最小称量值。（根据美国药典 – USP 第 41 章，误差幅度为 0.1% 和/或 1%，具体取决于实验室要求）

与最小称量值的比较 为确保测得的样品量满足最小称量值要求，天平可以显示警告（BA-

T系列消息)，直到样品量达到输入的最小称量值。您还可以设置天平以禁用小于最小称量值的称量数据的输出。

最小称量值输出 可以随时调用天平中当前记录的最小称量值，以使用户可以检查和更改该值，并将其与日期和时间一起输出。

如果使用外部砝码，则还会输出重复性计算数据。

型号名称 BA-6TEBA-6EBA-6DTEBA-6DE  
如何显示

无风负离子发生器

汽车门

冰雹重量

最小显示

重复性 标准偏差（测量点）

最小称量值 (参考值)

线性