

ES-300高频电刀 配合腹腔镜电极、内镜圈套器、双极电凝钳等多种手术器械使用

产品名称	ES-300高频电刀 配合腹腔镜电极、内镜圈套器、双极电凝钳等多种手术器械使用
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

注册证编号:国械注准20223010778

技术参数：

.....

20：开机调用*近使用的模式、功率等参数

21：具有记忆9组模式、功率等参数，且可快速调用功能

22：内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

*23：双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷

24：单极模式启动可使用手控开关启动，也可使用单极脚踏开关启动

*25：双刀笔，双输出功能，同一手术，可连接两支电刀笔，两个医生可同时同步进行手术

*26：具备连接氩气刀功能

27：具备音量调节功能

*28：具备交替间歇性的方式进行切割和凝血功能

29：脚踏开关防水等级 IPX8

温馨提示：

对医护人员的要求

1：操作使用人员应经过一定的培训，能掌握高频电刀的工作原理、使用、操作规程。在使用新型号的高频电刀前应仔细阅读使用、操作说明书及手册，并测试其性能，以防止在手术中误操作，引起安全问题或影响手术正常进行。

2.手术时，医护人员应佩戴绝缘良好的橡胶手套，穿上干燥、厚实、具有一定绝缘性能的鞋袜，保证与地面、高频电刀绝缘，形成有效地自我保护。