

进口电子天平 用于分析的XFR-225W 日本新光vibra

产品名称	进口电子天平 用于分析的XFR-225W 日本新光vibra
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新光vibra 型号:XFR-225W 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

常用规格

皮重范围 零到冰雹重量

跨度调整 内置校准砝码的全自动量程调整

过载指示器 超过+9刻度时显示“O-Err”

温湿度范围 10~30 °C, 80%rh以下(无冷凝)

权力 专用交流适配器(UM128)(随附)

输出 RS-232C 双向输出(Dsub 9P)作为标准 USB

输出

长处

单手组合门机构,具有灵活的左、右和双开口

宽开门

带背光功能的显示屏,数值大,易于查看

“全自动量程调整”功能，保持高精度

数据采集软件“RTS”免费下载产品

易于使用的挡风玻璃

它使用组合门机制，允许用一只手打开和关闭左门、右门和两扇门。它支持高效的称重工作。门为两级滑动式，以确保开口尺寸，便于取出样品和去皮容器。挡风玻璃由不锈钢制成，以始终保持清洁。

[图片]

具有极佳可视性的显示单元

高度为 16.5 mm 的大型易读 LCD 显示屏具有背光功能，即使在黑暗的地方也能清晰阅读。减少读取错误。条形图显示表示可测量范围，以 40 个部分显示冰雹重量的使用状态，您可以一目了然地看到可测量范围，例如它将持续多长时间。

“全自动量程调整”功能，保持高精度

配备“全自动跨度调整”功能，可自动检测环境温度变化和长时间使用等环境变化，并进行校准（量程调整）。即使使用区域或安装位置发生变化，也可以通过定期校正保持高精度。它还具有咨询 CAL 功能，可通知您跨度调整的时间。

标配 RS-232C 和 USB 接口

RS-232C 双向输出和 USB 是标准配置。可以与打印机和 PC 等外围设备进行通信。数据采集软件“RTS”可以从“各种下载”中免费下载。

多种称量模式

测量比重、百分比和其他计数，并设置可用作宝石秤的称量模式。它是一种可靠的产品，可用于各种体积小的称重应用。测量模式：重量模式（g）、数量模式（PCS）、百分比模式（%）、系数模式（#）、平衡模式（MOM）、克拉模式（CT）比重模式统计操作模式

以 ISO/GLP/GMP 格式打印日期和时间

当连接到我们的打印机时，校准记录可以以 ISO/GLP/GMP 格式打印，并附有日期和时间。此外，间隔功能允许定期输出。

规格 冰雹重量 (最大) ±0.01 毫克 (0.0001 克) ±0.01 毫克 (0.0001 克) 385