

# 进口清酒糖酸度计PAL-BX | ACID 121 日本ATAGO爱拓

产品名称	进口清酒糖酸度计PAL-BX   ACID 121 日本ATAGO爱拓
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ATAGO爱拓 型号:PAL-BX   ACID 121 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

ATAGO (爱拓) 清酒糖酸度计 PAL-BX/ACID

121, 又称: 糖酸比检测仪、糖酸一体机, 可快速测量清酒的糖度 & 酸度、一键 (R) 显示糖酸比。

传统的酸度测量方法 (酸碱滴定法) 成本较高, 需要复杂的样品前处理步骤和大量昂贵的试剂, 并且需要专业的技术人员操作。ATAGO (爱拓) 糖酸度计, 便携式设计, 操作简易, 测量快速, 专业稳定, 摒弃繁琐! 有效提升你的工作效率!

使用ATAGO (爱拓) 糖酸度计, 糖度可直接取样测量; 酸度测量只需添加蒸馏水与测量样品按重量比例 (1:50) 稀释 (即: 果汁1ml, 蒸馏水50ml) 搅拌均匀后即可取样测量。糖度及酸度测量完成后, 按R键自动显示糖酸比。

### 【产品参数】

型号	PAL-BX/ACID 121 (清酒)
货号	7521
测量项目	糖度、酸度、糖酸比 (R键显示)
测量范围	糖度 (Brix) : 0.0 ~ 90.0% 酸度 (Acid) : 0.50 ~ 25.00%  (酸度 = 总酸度转换)

测量精度	<p>Brix : <math>\pm 0.2\%</math></p> <p>Acid : <math>\pm 0.10\%</math> ( Acid 0.10 ~ 1.00% )</p> <p>相对精度 : <math>\pm 10\%</math> ( Acid 1.01 ~ 8.80% )</p> <p>温度 : <math>\pm 1</math></p>
分辨率	<p>Brix : 0.1%</p> <p>Acid :</p> <p>0.01% ( 0.00 ~ 9.99% )</p> <p>0.1% ( 10.0% 或更高 )</p> <p>糖酸比 :</p> <p>0.00 ( 0.00 ~ 9.99 )</p> <p>00.0 ( 00.0 ~ 99.9 ) 000 ( 100 或更高 )</p>
自动温度补偿范围	10 ~ 40
电源	AAA 碱性电池 $\times 2$
国际防护等级	IP 65
尺寸和重量	5.5 $\times$ 3.1 $\times$ 10.9cm , 100g ( 仅主机 )