

尿碘消解仪ProD60标准型消解器

产品名称	尿碘消解仪ProD60标准型消解器
公司名称	长沙基隆仪器仪表有限公司
价格	38500.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区望城坡早谷塘2区9-102
联系电话	0731-89911622

产品详情

ZEROM恒温石墨消解仪（石墨消化器）采用创新技术，具有升温快速、程序控制、消解完全、高效方便等优点，专为卫生系统疾控中心CDC尿碘含量检测而设计，也适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对食品、饲料、植株、种子、水质、生物组织等样品消解处理。

ZEROM恒温石墨消解仪（石墨消化器）是在常压下对样品进行消解，导热材料采用等静压超纯超细石墨，耐酸碱、耐高温，操作简单，样品处理批量大。

ZEROM恒温石墨消解仪（石墨消化器）采用大屏幕LCD智能程序控温，环绕式加热，温度均匀，温度、时间等参数可以自由设定。省时省力大大提高了检测效率。

仪器优点

加热均匀 加热体选用导热性能优越的等静压高纯超细石墨，保证各个消解孔间的温度均匀性，孔间温差小于 ± 1.0 。

控温精确 PID参数自检，可调节加热速率，控温精度 ± 0.1 ，单孔温度波动度 ± 1.0 。

程序控制 大屏幕LCD智能程序控温，实现程序升温并控制加热保持时间，完成加热程序后自动停止

加热。可设定多达100段升温程序。（选项：温度定值控制，无程序控制功能）

节能高效 采用独特的加热保温方式，比同类产品节能30%以上。可同时进行多达60个样品的处理，大大提高工作效率。

防腐设计 石墨导热材料，表面无惧强酸强碱腐蚀。连接部件采用防腐材料，机箱作防腐喷塑处理，可抵抗恶劣的腐蚀环境。主机箱和控制器为分体式，控制部分通过2米的数据线置于橱窗外，避免腐蚀娇贵的电子器件。

温度修正 采用温度参数修正设计，温度探头精确检测温度变化，并可修正显示样品反应温度，实现所见即所测（温度控制仪面板显示温度为实际样品反应温度）。

控温范围	
控温精度	
孔间温差	
孔温波度	
温馨提示	标准 特殊