

注射器密合性正压测试仪数据可导出

产品名称	注射器密合性正压测试仪数据可导出
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:远梓仪器 型号:ZY15810-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏选择注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力，并在测试过程中显示侧向力、轴向压力，对芯杆的作用时间，并可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：GB15810-2019《一次性使用无菌注射器》与ISO7886-2017

公称容量：1ml ~ 60ml、任意选择。

侧向力：0.25N ~ 3N、误差不大于 $\pm 1\%$

分辨率：0.001N

轴向压力：100Kpa ~ 400Kpa、误差不大于 $\pm 5\%$

试验时间：30S \pm 1S、误差不大于 $\pm 1S$

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

注射器密合性正压测试仪是一种用于测量注射器密合性的专业设备，它能够帮助医疗器械厂家确保产品的质量和可靠性。

品牌远梓仪器 型号ZY15810-D 产地江苏

该注射器正压测试仪具有以下特点

操作简单该设备采用中英文系统，操作界面简单明了，即使没有专业的操作人员，也能轻松上手。

可靠性高采用PLC控制器，确保测试的准确性和稳定性，有效提高测试效率。

数据可导出该设备支持将测试数据导出，方便用户进行数据分析和记录，实现全面的质量管理。

终身维护远梓仪器承诺提供终身维护服务，保证设备的长时间稳定运行。

配备针式打印机设备配备针式打印机，方便用户快速打印测试结果和报告。

免费升级系统远梓仪器承诺提供免费系统升级，确保设备始终处于新状态。

带第三方计量证书设备附带第三方计量证书，确保测试结果的准确性和可信度。

上海远梓电子科技有限公司是该设备的供应商，我们提供相关专业知识和指导和培训，以满足用户的需求。无论是设备选购、安装调试还是使用中的技术支持，我们都会全程协助解决。

专业知识

注射器正压测试仪是对注射器密合性进行测试的设备，它通过对注射器进行正压测试，判断其密封性能是否符合标准要求。测试过程中，设备会向注射器注入一定压力的气体，在一定时间内观察注射器是否有气体泄漏现象。通过测试结果，可以评估注射器的密封性能，为医疗器械的质量控制提供依据。

细节和指导

使用注射器密合性正压测试仪时，需要注意以下几个要点

确保注射器放置的位置正确，使其与测试仪的接口完全密封。

设定合适的测试压力和测试时间，根据不同型号的注射器，需要合理选择测试参数。

在测试过程中，注意观察测试仪的显示界面，判断注射器是否出现气体泄漏。

根据测试结果，对不合格的注射器进行记录和处理，并及时进行调整和改进。

问答1. 注射器正压测试的目的是什么

注射器正压测试的主要目的是评估注射器的密封性能，确保产品符合相关标准要求，提高医疗器械的质量和安全性。

2. 远梓仪器的售后服务包括哪些内容

远梓仪器的售后服务包括设备的安装调试、维护保养、技术支持等，我们承诺提供终身维护服务，确保设备的长期稳定运行。

3. 密合性正压测试仪的数据如何导出

密合性正压测试仪支持将测试数据导出，可以通过连接电脑或使用U盘的方式，将数据保存到外部设备中，方便用户进行数据分析和记录。