

一体化测硫仪,一体化定硫仪

产品名称	一体化测硫仪,一体化定硫仪
公司名称	鹤壁市鑫运仪器设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	鹤壁市山城区长风路
联系电话	0392-6911343-3215343 18603920872

产品详情

DL-3000型快速智能一体测硫仪

可快速测定煤炭、焦炭、矿物、钢铁等物料的

全硫含量。产品广泛用于煤炭、冶金、电子、焦化、煤洗选、煤运公司以及质检、大专院校等单位。

测试过程采用微机自动控制，并由微机对测试数据进行多种校正和处理，数字显示煤中含硫百分比,同时打印测定结果。每次测定时间约5分钟。该方法与艾士卡法和高温燃烧中和法相比具有测定迅速优点。本机使用轻触键薄膜面板输入数据，具有操作简单，自动化程度高，体积小等优点，是目前实验室理想的测硫仪。

主要技术指标：

1. 硫的测量范围：0 ~ 40%
2. 试样燃烧分析时间： 5 min，其中在 500 处停留 45 S。
3. 控温精度： ± 5 测温精度：0.5级

加热体为硅碳管，高温区长度 >90 mm，温度为 (1150 ±5) (根据需要可调节温度)。

4. 重复性和再现性：如下表1规定

表1

St , %	重复性St,ad , %	再现性St,d , %
<1	0.05	0.10
1—4	0.10	0.20
>4	0.20	0.30

5. 升温速度：20 ~ 25 /min，约 40min 可达 1150 。

6. 电解池：容积为 450 ml，铂电解电极面积：150mm。

7. 仪器的稳定性：在开机 30 min 后，测在 5 min 内零点漂移不超过 10 个字，线性度 $\pm 0.1\%$ 。

8. 电源：AC 220V $\pm 10\%$ ，50Hz。

9. 功率：<... 3 KW

10. 使用条件

(1) 环境温度：5 ~ 40

(2) 相对湿度：<85%

(3) 载气：干燥无酸性氧化物的净化空气，流速大于1500 ml/min

(4) 被测气体流速：1000 ml/min

(5) 试样：试样粒度小于0.2mm

鹤壁市鑫运仪器设备有限公司

联系人：李峰

销售电话：0392-6911343 3215343

传 真：0392-3215343

移动电话：18603920872

邮 箱：hnhbxxyq@163.com

网址：www.hbxinyun.com

[定硫仪/测硫仪系列](#)

[DL-3000汉显一体化测硫仪](#)

[DL-3000A微机自动定硫仪](#)

[KD-5000高效微机定硫仪](#)

[HZCL-2005汉字定硫仪](#)

[KZDL-8快速智能定硫仪](#)