

费氏弧菌生物毒素快速检测仪

产品名称	费氏弧菌生物毒素快速检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

CSY-SWDSST费氏弧菌生物毒素快速检测仪

检测项目：明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌

费氏弧菌生物毒素快速检测仪仪器功能：

- 1、显示屏幕：7英寸触摸液晶屏；
- 2、操作系统：Android9.0操作系统，2G+16G（外置TF内存支持扩展128G）；
- 3、检测依据：国家标准（GB/T154411995）及****（ISO11348-3）；
- 4、样品信息：可设置样品信息（样品名称、来源信息等）；
- 5、用户信息：可设置检测单位信息（名称、地址、电话、责任人、检测人员等信息），可多账户设置；
- 6、检测信息：检测结果（mg/L）、结果判断（低毒、中毒、重毒、高毒、剧毒）、判断依据、检测时间等信息；
- 7、检索功能：样品名称检索选择、历史记录检索查询等；
- 8、数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、Excel）；
- 9、系统更新：支持远程更新、新版本自动更新；
- 10、通讯接口：外置SIM卡插口（支持2G/3G/4G全网通）、外置TF内存扩展插口、RS232、A型USB、B型USB、网口、wifi、蓝牙等；

- 11、打印功能：内置58mm热敏打印机，单条或多条数据合并打印，打印信息包括样品信息、用户信息、检测信息等；
- 12、数据上传：支持SIM（2G/3G/4G全网通）、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台；
- 13、电源管理：6000mAh锂电池
- 13、箱仪一体化；满足车载、实验室、户外不同应用场景使用。

费氏弧菌生物毒素快速检测仪技术参数：

- 1、检测通道：单通道；
- 2、检测项目：生物毒素；
- 3、检测方法：发光细菌法；
- 4、检测范围：* - 1mg/L
- 4、灵敏度：相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法；
- 12、仪器尺寸：420*290*155（mm）。

致电李工：17727825649明亮发光杆菌生物毒素快速检测仪