

广西体视显微镜型号 MHZ-101 广西体视显微镜 7X-45X 放大倍数

产品名称	广西体视显微镜型号 MHZ-101 广西体视显微镜 7X-45X 放大倍数
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:体视显微镜 型号:MHZ-101 产地:国产
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

广西体视显微镜型号 MHZ-101 广西体视显微镜 7X~45X 放大倍数

体视显微镜 MHZ-101技术参数：

1. 标准配置

型号	MHZ-101
目镜	WF10X (20mm)
物镜	变倍范围0.7X~4.5X
总放大倍数	7X~45X
视场	28.5~ 4.5
工作距离	88mm
垂直有效行程	35mm<=h<215mm
底座尺寸	260X290X55mm
照明方式	透射光源：12V10W卤素灯，亮度可调； 反射光源：12V10W带反光杯卤素灯，亮度可调。

广西体视显微镜 MHZ101 广西体视显微镜 7X~45X 放大倍数

类型 体视显微镜

型号 MHZ101

产地 国产

体视显微镜是一种常用于生物学、医学、化学等领域的实验工具，它可以放大物体并显示出细节。作为广西体视显微镜型号 MHZ101 的制造商，广州市明慧科技有限公司非常荣幸能向您介绍本产品的专业知识、细节和使用指导。

专业知识与细节

1. 放大倍数范围广泛MHZ101 体视显微镜拥有 7X~45X 的放大倍数，可以满足不同需求。
2. 清晰、透明的观察体验采用高质量光学元件和多层镀膜技术，保证观察画面清晰透明，细节丰富。
3. 可调节工作距离MHZ101 提供可调节的工作距离，方便用户根据实际需求进行调整。
4. 舒适的观察体验人性化设计的视野角度和眼距调节，减轻用户的视觉疲劳。
5. 坚固耐用的结构采用高品质金属材料制作，确保长时间使用的稳定性和耐用性。

使用指导

使用广西体视显微镜 MHZ101 时，请注意以下几点

1. 保持工作区域整洁确保观察物体和显微镜镜头表面清洁，以获得**观察效果。
2. 调节放大倍数根据观察需求，通过旋转变焦旋钮调节放大倍数。
3. 调节工作距离根据个人的视力和舒适度，调节工作距离以获得清晰的观察画面。
4. 使用环境避免在潮湿、高温或灰尘过多的环境中使用，以确保显微镜的使用寿命。
5. 注意安全使用过程中，请避免强烈的震动和碰撞，以免损坏显微镜。

问答问该型号的体视显微镜适用于哪些领域

答广西体视显微镜 MHZ101 适用于生物学、医学、化学、电子工程等领域的观察和研究。

问是否可以使用外部照明设备

答是的，MHZ101

体视显微镜配备了光源亮度可调的环形LED照明设备，同时还具有可连接外部照明设备的接口。

通过以上的介绍，相信您对广西体视显微镜 MHZ101 有了更深入的了解。我们希望能为您提供具有高质量和可靠性的实验设备，如果您对这款产品有兴趣或有其他相关需求，请随时与我们联系。