

手术室用烘干机 多功能烘干机

产品名称	手术室用烘干机 多功能烘干机
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

手术室用烘干机 多功能烘干机厂家简介：

手术室用烘干机 多功能烘干机厂家——北京福意电器有限公司将以“、品位、品牌”为追求，“诚信、越、发展”为，和我们广大的用户共勉!热忱各地的经销商和医疗，实验室，科研院、大院校、医院、防疫等等的科研人员光临惠顾！

手术室用烘干机 多功能烘干机参数：

手术室用烘干机 多功能烘干机：特点：

手术室用烘干机 多功能烘干机：

7吋800×480点阵65K色真彩触摸显示屏 控制方式：P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 三重保护 对人员的保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时，能自动跳闸快速切

断电源，确保操作人员的。对样品的保护。当主控电路出现异常导致温度失控时，设备自动备份的应急执行中止异常动作，确保样品的。对财产的保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，防止引发火灾危及财产。可选配嵌入式打印机和RS-232通讯接口 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正 监视计时器、优良式过升防止器、优良式温保护器（可调）、优良式漏电、过电流跳闸等 自诊断功能：传感器故障报警，上、下限温报警 高响应、高精度热传感器 立体加热，确保工作室具有良好的均一性 设计合理的风道结构，微风气流循环设计 大于1mm厚#304镜面不锈钢内胆，#304不锈钢电抛光搁板 的几何腔体洁净设计,保证对样品主动的保护

手术室用烘干机 多功能烘干机：

做好三点：一、洗净、注意保养二、少一个月通电1-2次，使恒温箱运转10分钟三、不要随便搬挪，更不要用外壳变色剥落重新启用应注意：千万不要马上使用。让恒温箱短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间放置一段时间之后,会导致部件件润滑油过薄。当再次使用时,由于恒温箱内部温度为室温，降额定温度则需要润滑油过薄的部分就会发生快速磨损，从而减少恒温箱的寿命。让恒温箱进行多次短时间运行，可以让润滑油间浸润机件内部。

福意联恒温、冷藏设备等等。为众多医疗，实验室、科研院、大院校提供的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎力推介，产品直抵各地，从而更加方便了公司对客户的售前和。

手术室用烘干机 多功能烘干机