

犬伤冲洗器（壁挂式）

产品名称	犬伤冲洗器（壁挂式）
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	打印:内置打印机 加热:可持续加热冲洗 冲洗流量:350-1500ml/min
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

犬伤冲洗器（壁挂式），犬伤处置冲洗台、医用犬伤创口冲洗机（医用外伤冲洗机/厂家）、犬伤处置冲洗台(二类医疗器械)整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过精准的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、益涟茗消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，专业业人员可根据情况选择冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。今天我要向大家介绍我们公司的一款创新产品——犬伤冲洗器（壁挂式）。这是一种专门用于处理犬伤并预防狂犬病的医疗设备。

关键词：

医用创口冲洗机、狂犬病专用冲洗设备、犬伤冲洗机、犬伤冲洗设备、狂犬病冲洗机、医用外伤冲洗机

产品特点：

打印：内置打印机，方便记录和追踪伤口处理情况。

加热：可持续加热冲洗，保证冲洗水温度恒定，**效果。

冲洗**：350-1500ml/min，根据不同伤口情况调整冲洗水**。

产品详细介绍：

犬伤冲洗机配备了专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池。通过脉冲式水流对伤口进行冲洗，彻底清洁伤口，并有效预防狂犬病的发生。

实用建议：

狂犬病是一种生命威胁严重的传染病，犬伤冲洗机的使用可以大大**伤口处理的效果。以下是我们的实用建议：

在使用犬伤冲洗机前，确保正确佩戴口罩和手套。

根据伤口大小调整冲洗**。

使用专用冲洗消毒剂进行冲洗，确保伤口的消毒效果。

冲洗后，将伤口进行正确包扎，避免感染和复发。

解决问题的方法：

犬伤冲洗机通过脉冲式水流对伤口进行冲洗，可以有效地去除伤口内的细菌和其他有害物质。同时，冲洗机内置打印机，可以记录和追踪伤口处理情况。这些特点使得犬伤冲洗机成为解决犬伤问题的*佳方法。

工作流程：

以下是我们推荐的犬伤冲洗机的工作流程：

佩戴口罩和手套。

根据伤口的大小和情况，调整冲洗**。

使用专用冲洗消毒剂冲洗伤口。

冲洗后，记录伤口处理情况。

犬伤冲洗机是一种非常先进且实用的医疗设备，能够**伤口处理效果并预防狂犬病的发生。我们强烈建议您购买并使用犬伤冲洗机，以保护您和您的家人免受狂犬病的威胁。

问答：问：冲洗**如何调整？

答：犬伤冲洗机的冲洗**可调整，根据不同伤口的大小和情况进行调整。通过控制面板上的按钮，您可以轻松选择合适的冲洗**。

问：是否必须使用专用冲洗消毒剂？

答：我们强烈建议使用专用冲洗消毒剂进行冲洗，以确保伤口的消毒效果。专用冲洗消毒剂经过严格测试，能够有效杀灭病毒和细菌，保护伤口。