

兴优术后护理内裤使用方法打开外包装，取出本品如普通内裤穿戴，使保护罩罩住外生殖器。

产品名称	兴优术后护理内裤使用方法打开外包装，取出本品如普通内裤穿戴，使保护罩罩住外生殖器。
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

兴优术后护理内裤产品组成：由内裤主体和保护罩组成。裤体为纯棉织物，保护罩为高密海绵EVA，保护罩上有透气孔。

6、预期用途：用于对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。

7、使用方法：1) 打开外包装，取出本品

2) 如普通内裤穿戴，使保护罩罩住外生殖器。

8、注意事项：1) 本品以非无菌形式提供，产品不直接接触伤口。

2) 远离火源及易燃物。

3) 开封后如发现产品破损，脱线，开裂，有污物