

液氮罐提篮冻存架 抽屉吊架125大口径液氮罐冻存专用

产品名称	液氮罐提篮冻存架 抽屉吊架125大口径液氮罐冻存专用
公司名称	北京京仪百方科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	
公司地址	bjjydf@sohu.com
联系电话	010-61591936 13810393915

产品详情

液氮罐提篮 冻存架提篮提桶吊架 液氮罐提篮 冻存架提篮，属于液氮罐提篮冻存架的配件一般提筒底部有孔，用户不必担心拿出提筒时会将液氮一起提出。用来放置所需要冷冻或冷藏的物品、样品、细胞、动物精液等。

注意：每个液氮罐提篮 冻存架*多配6个提筒，一般配3个提筒。提筒按液氮罐提篮 冻存架口径大小来分，有35mm口径、50mm口径，80mm口径，125mm口径，210mm口径四种提筒。50mm口径的提筒为常规提筒。

各种形式的提筒可满足用户多种需求，其中双层细管提筒能大大增加贮存生物样品的容量，提高了液氮生物容器使用的经济性。此外，还有管夹、隔板等提筒附件可供用户选择。抽屉式提篮（吊架）方便用户冻存样品标本，一般放置2ml冻存管，每层规格不同，分别有9格（适用于80口径）20格（125、200口径）25格（125、200口径）40格（125、200口径）64格（200口径）81格（290口径），用户可根据需要配置提篮。并请我司技术人员指导选型。

液氮罐提篮 冻存架是专为生物样品以安瓶方式贮存而设计，特别适于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小，液氮消耗低的特点使它们成为同类产品中

为经济的选择。

东亚液氮罐提篮 冻存架的配件，用来放置所需要冷冻或冷藏的物品、样品、细胞、动物精液等。

东亚液氮罐提篮

冻存架进行充装液氮后，把需要冷冻或冷藏的物品放入提桶中，在把提筒放入东亚液氮罐提篮冻存架里进行冷藏冷冻。一般提筒底部有孔，用户不必担心拿出提筒时会将液氮一起提出。注意：每个东亚液氮罐提篮冻存架*多配6个提筒。一般配3个提筒。提筒按东亚液氮罐提篮冻存架口径大小来分，有50口径，80口径，125口径，200口径四种提筒。50口径的提筒为常规提筒

各种形式的提筒可满足用户多种需求，其中双层细管提筒能大大增加贮存生物样品的容量，提高了液氮生物容器使用的经济性。此外，还有管夹、隔板等提筒附件可供用户选择。

抽屉式提篮（吊架）方便用户冻存样品标本，一般放置2ml冻存管，每层规格不同，分别有9格（适用于80口径）20格（125、200口径）25格（125、200口径）40格（125、200口径）64格（200口径）81格（290口径），用户可根据需要配置提篮。并请我司技术人员指导选型。

有广大客户在使用液氮时，希望能把液氮从容器里输送到某个空间或物质上面做冷

却，液氮罐提篮冻存架是在生物工程领域用于在液氮容器内存放装有生物标本的冻存管如（保

存细胞、组织的冻存），采用优质进口不锈钢制造，使用寿命长，取用方便.标准抽屉

式吊架用于存放2ml的冻存管，可根据用户的要求设计制作各种形式的吊架和盒子。

抽屉式提篮（吊架）方便用户冻存样品标本，一般放置2ml冻存管，每层规格不同，分

别有9格（适用于80口径）20格（125、200口径）25格（125、200口径）40（125、

200口径）64格（200口径）81格（290口径），用户可根据需要配置提篮。并请我司

技术人员指导选型。

每层盒子的分格数量	适用容器规格	套数
20	YDS-30-125 YDS-30B-125 YDS-35-125	1-8

25	YDS-35B-125 YDS-35-200 YDS-50B-125	1-8
	YDS-50B-200 YDS-100-125	
40	YDS-80-200 YDS-100-200	1-8
64	YDS-80-200 YDS-100-200	1-8
81	YDS-110-290	1-8