

煤质化验设备 黑龙江煤质检验仪器|全自动工业分析仪

产品名称	煤质化验设备 黑龙江煤质检验仪器 全自动工业分析仪
公司名称	全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	鹤壁河南鹤壁奔流街西100米
联系电话	86-03922666690 15039238533

产品详情

GF-8000型全自动工业分析仪 煤炭分析室仪器 煤炭化验室设备 煤质化验室仪器鹤壁仁和仪器
0392-2666690 18039238533\r\nGF-8000全自动工业分析仪(分两部分A测试水分和灰分和B测试挥发分) \r\n\r\n相关：工业分析仪；自动工业分析仪；全自动工业分析仪；煤质工业分析仪\r\n\r\n全自动工业分析仪的适用范围：\r\n\r\n适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤\r\n、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分进行测定并计算其固定炭和发热量，还可以对飞灰\r\n、灰渣、焦炭和含炭量进行分析。采用标准：国标GB/T212-2008《煤的发热量测定方法》。 \r\n\r\n全自动工业分析仪的主要特点：\r\n\r\nGB/T483-2008《煤炭分析试验方法一般规定》、GB/T212-2008《煤的工业分析方法》\r\n、美国ASTM D5142标准仪器有两个测试部分，B部分专门测试挥发分，A部分测试水分和灰\r\n分。两部分由一台电脑控制，既可同时工作，也可单独工作。这种方式的优点是：\r\n效率高：快速法：19个样的水分、灰分、挥发分 120min\r\n经典法：19个样的水分(干燥性检验)、灰分(慢灰 干燥性检验)260min,挥发分120min(B部\r\n分) \r\n水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。采用进口整体炉膛，升温速度快、节能、测试时间短。采用进口电子天平，进口步进电机，保证测试性能稳定。另外的优点:\r\n适用所有煤种，有通氮装置，水分测试可用通氮干燥法；专门的高温炉测试挥发分，完全\r\n模拟了国标测试挥发分过程，国标GB/T212-2008规定挥发分测试的高温炉与灰分测试高温\r\n炉结构不同。挥发分测试坩埚是专用的，坩埚容积、传热速度、压力均与国标坩埚相同，保证挥发分测\r\n试结果完全符合GB/T212-2008要求，与经典测试实验结果完全一致，克服以往工业分析仪\r\n挥发分测试结果不能完全符合国标的缺陷。鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司\r\n地址：鹤壁市山城区长风路\r\n电话：0392-2666690\r\n传真：0392-2666690\r\n手机：15039238533\r\n邮编：458000\r\n网址：www.huayanyiqi.cc\r\nwww.hbmzyq.com\r\nE-mail：zhi0123-456@163.com www.hebikaida.com\r\nwww.hbmzyq.com www.huayanyiqi.cc www.hbjielian.com www.zgxamy.com www.yxzyy.com www.hbmzyq/lao