

# 佑宁 TM-80转盘混合仪 80rpm 30W混合样品速度刻度显示样品组织培养萃取测定沉降率

产品名称	佑宁 TM-80转盘混合仪 80rpm 30W混合样品速度刻度显示样品组织培养萃取测定沉降率
公司名称	上海栋成生物科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:佑宁 型号:TM-80 类目:转盘混合仪
公司地址	上海市嘉定区塔秀路158号（舜喜大楼）502-503
联系电话	13564166574

## 产品详情

TM-80转盘混合仪

80rpm | 0~90 ° | 30W

### 产品特点

1.人机友好的按键操作界面，LED 定时时间及转速显示；2.多种离心管夹具可选，适用于 1.5~50ml 微量离心管；3.转盘倾斜角度：0~90 °，并有刻度显示；4.长寿命电机驱动、速度精准，长寿命、免保养；5.能以温和的方式混合，以避免细胞破裂匀速地长时间连续混合；6.易于拆卸的试管夹允许简单快速地清洁溢出样品。7.设有定时功能，0~99 ' 59 " 范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时结束发出声音报警信号，也可设定为不定时连续运转；

### 描述

TM-80 转盘混合仪的工作原理是样品转盘绕着转轴旋转，以达到混合样品的目的。转盘混合仪转盘产生两种混合作用：一种是上下作用，当样品沿托盘径向置放时，混合仪由上至下进行混合操作；另一种是旋转作用，混合仪旋转操作将样品混合。为防止旋转过程中样品的脱落，转子头可以按核实的角度调节。转盘混合仪用于样品的组织培养，萃取，测定沉降率（包括各种血样的化学测定）如：血样混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白质、DNA、细胞、尿液、酶等湿化学分析，在生化、生物、细胞、免疫、化学、动植物分析、临床实验等诸多方面都有广泛应用。其主要特点是它们能以温和的方式混匀，以避免细胞破裂匀速地长时间连续混合。转盘的倾斜角度可在 0~90 ° 范围内调节。还可根据需要放置在恒温箱中。

