

ES-200高频电刀 操作便捷

产品名称	ES-200高频电刀 操作便捷
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

索吉瑞新一代高性能高频手术设备

采用索吉瑞新一代的脉冲切凝模式，无论切割还是凝血，皆可通过脉冲输出掌控手术进程，**控制热损伤和切割深度。

快速电切技术

火花控制技术的凝血

接触质量监督系统(REM)

*大输出电压4800V

技术参数

温馨提示：

婴儿负极板的部位选择大腿、背部、腹部及平坦肌肉区，13kg 以下小儿应选择婴幼儿极板，儿童极板的

有效面积是65平方厘米成年人有效导电面积是129平方厘米一旦负极板接触面积减少，电阻增大而至不安全水平，就容易发生电外科损伤。负极板接触面积为50平方厘米时，负极板温度为36摄氏度，接面积下降到13平方厘米温度上升到40摄氏度，极板温度超过皮温6摄氏度，可发生灼伤，因而电极板面积一般大于65平方厘米。