

载物台	<ul style="list-style-type: none"> · 机械固定载物台：156mm(L) x 138mm(W) · 移动范围：X=76mm, Y=54mm · 具有样品位置刻度 · 载物台XY移动可锁定
观察筒	<ul style="list-style-type: none"> · 30° 倾斜三目观察筒 · 光路选择：目镜/相机口=80/20 · 瞳距调节范围：52-75mm
目镜	<p>高眼点平场</p> <ul style="list-style-type: none"> · 10X 视场数 (FN) 20 · 10X 视场数 (FN) 22 (可选) · 16X 视场数 (FN) 13 (可选)
聚光镜	<p>可贝聚光镜NA 1.25(油浸时)</p> <p>内直孔径光阑</p>
物镜	<p>平场消色差</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4X NA 0.1 W.D. 21.5mm · 10X NA 0.25 W.D. 7.5mm · 20X NA 0.4 W.D. 4.9mm (可选) · 40X NA 0.65 W.D. 0.65mm · 100X NA 1.25 W.D. 0.185mm
LED落射荧光照明系统(B/G/U单、双、三色可选)	<p>LED冷光源，亮度连续可调，可配置三种激发块。（单色，双色，三色，可选）</p> <p>UV紫外激发组DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP</p> <p>B蓝色激发组FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP</p> <p>G绿色激发组TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP</p>
观察方法	明场、荧光（可选）
额定电压/电流	外置式电源适配器，输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A
能耗	3W

成像端口	C型接口	· TV1XC-U
		· TV0.65XC-U (选配)
		· TV0.5XC-U (选配)

显微镜摄像头	USB2.0	MHD500
	USB3.0	MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900

明慧品牌的透射荧光显微镜，医学病理学、细胞生物学等领域的好评。它不仅应用于结核杆菌的研究领域，感谢您对显微镜的详细了解。非请随时与我们联系，我们将为您提供专业的产品和服务。