

来自美国的医院常用质量稳定的雅培血糖仪

产品名称	来自美国的医院常用质量稳定的雅培血糖仪
公司名称	厦门市湖里区福琪医疗器械经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区仙岳路2019号
联系电话	86-05928269653 13950192423

产品详情

联系电话：18695672867 QQ:82374494 商品描述 买雅培利舒坦血糖仪 赠送50条试纸、50支采血针(医) 美国雅培利舒坦血氧仪微血量采血仅需0.9微升运用库仑电量法测量更接近静脉血检测结果,美国FDA唯一批准六部位采血,5秒显示精确结果,60秒内续加血样,超大萤幕显示,毫克,毫莫尔单位互换,虹吸导入,全血不会接触到仪器,避免交叉感染,可连续测试,不需开关电源,省电装置,2分钟无操作自动关机,可原数据保存。 产品描述 美国利舒坦FreeStyle无痛血糖仪

微血量,仅需0.3微升,不需要用力挤压,靠人体自身血压拱出的血量足够监测使用。

运用库仑电量法,测量更接近静脉血检测结果。

试纸三级网印技术,独特的4条电极轨道,采用葡萄糖脱氢酶,比同类产品稳定性更好。美国FDA唯一批准六部位采血,可选择手指、手掌、上臂、前臂、大腿、小腿六部位采血,减轻十指连心采血痛苦。

5秒显示精确结果,60秒内续加血样。多部位采血,手指、手掌、上臂、前臂、大腿、小腿。

超大萤幕显示,毫克,毫莫尔单位互换。虹吸导入,全血不会接触到仪器,避免交叉感染。

可记忆250组测试资料,有14天血糖平均值。

可连续测试,不需开关电源,省电装置,2分钟无操作自动关机。

一粒钮扣式锂电池,设计更为轻便耐用;更换电池,原数据保存。第五代生物电极7秒得知测试结果采血量极小0.3 μ l,相当于蚊子的吸血量血样不足,可在60秒内后补

可记忆250组带日期和时间的测试资料可计算最近14天血糖平均值 毫克,(可毫莫尔单位互换)

省电装置,无人使用2分钟后自动关机 可定四组闹钟 产品参数 小身材:51*84*17mm 小体重:40.6克

产品尺寸:185*130*85mm 售后服务电话:18695672867 QQ:82374494

温馨提示:页面图片的产品保质期不能代表发货商品的保质期,请您在收货时注意检查商品的保质期。

商品尺寸:18.5 x 13 x 8.5 cm 商品重量:599 g 发货重量:422 g ASIN: B005UT3J0O 产地:美国 使用说明

1.插入试纸,血糖仪自动开启

重要提示:打开一盒新试纸后,需先将试纸包装盒内德密码牌插入血糖仪方可使用 2采集血样

推荐在手指的侧面采血,操作方便且痛感较小 3使血滴接触试纸右侧弧形边缘

血样会被自动吸入到试纸的黄色检测窗口,测试开始 4保证黄色检测窗口完全充满血样 15秒内可续加血样

联系电话:18695672867 QQ:82374494