

# 营养素中维生素C快速检测仪

产品名称	营养素中维生素C快速检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

### 营养素中维生素C快速检测仪

CSY-SWSC16营养素中维生素C快速检测仪可快速定量检测饮料、水果、药片等中的维生素C含量,

营养素中维生素C快速检测仪技术参数：

- 1、检测能力：16通道。
- 2、 零点漂移： $\pm 0.5\%$
- 3、 光电漂移： $\pm 1.0\%$ ；
- 5、 透射比误差： $\pm 2.0\%$ ；
- 6、 透射比重复性： $0.5\%$ ；
- 7、 精度误差： $\pm 3\%$
- 8、 通道间差： $1\%$
- 9、 稳定性： $\pm 0.001A/hr$
- 10、 波长准确度： $<2.0nm$

- 11、吸光度范围：0.000~4.000ABS
- 12、仪器尺寸：350\*300\*155（mm）
- 13、显示屏尺寸：7英寸触摸屏
- 14、营养素中维生素C快速检测仪 操作系统：Android  
9.0操作系统，支持远程更新芯片A53 联发科 2G+16G（内存支持扩展128G）
- 15、样品信息：检测通道可独立设置样品信息（样品名称、样品来源单位名称、地址、电话、负责人）检测人员信息（检测单位、检验人员）等
- 16、智能检测：对照与样品可同时检测或独立检测，样品单通道或者多通道同时检测，检测通道可独立设置样品信息，手动选取Z定通道来设置被检单位（样品来源）、样品名称（样品列表），每次检测可同时设定10个不同被检样品名称及样品来源地址
- 17、数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计
- 18、关于我们：每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、型号、生产日期、生产厂家、厂家W址、厂家电话、当前版本、可手动修改设备编号）
- 19、手动参数设置：用户设置（检验单位、单位地址、L系方式）样品来源设置（样品来源、来源地址、责任人、L系人方式、信用代码、）新增样本设置（样品种类、所属种类）项目管理设置：网络加载、手动录入）
- 19、数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）
- 20、GPS定位：支持卫星定位功能
- 21、通讯接口：RS232、USB A型、网口、wifi
- 22、打印功能：内置热敏打印机
- 23、数据上传：网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台营养素中维生素C快速检测仪