

外科伤口冲洗

产品名称	外科伤口冲洗
公司名称	济南盈诺医用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市颖秀路2766号留学人员创业园北楼741
联系电话	027-85865859 18560167037

产品详情

ynm-i外科伤口冲洗器可清除异物以及坏死组织，外科伤口冲洗器同时将积沉在伤口内的冲洗液吸回到回收瓶内,保持伤口，手术床清洁。脉冲式外科伤口冲洗器能很好地清除创伤，提高伤口愈合率

适用范围：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗及残液吸引（急诊创伤清创，烧伤科换药清创）
2. 骨科关节置换术，各种骨折内固定术
3. 配合各种腔镜进行术中冲洗使用
4. 对手术器械及内窥镜的清洗
5. 肿瘤手术术中冲洗
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

功能特点：

同冲同吸：冲洗的同时可以吸走组织、脂肪和液体。

冲洗流量大：100—1200ml/min，能够达到快捷有效的冲洗，缩短手术时间。

冲洗量可调：采用新式蠕动泵脉宽调速，冲洗量可任意调节。

多样的冲洗管路：一次性冲洗管路和可重复使用的冲洗管路

多种喷头设计：直嘴、扇叶状、侧喷头

无菌管路设计：一次性无菌管路设计，减少因冲洗而造成的交叉感染。

创面冲洗压力可选：理想压力2—8psi，根据冲洗组织的不同进行冲洗选择，压力控制在1—2psi（低压）/2—5 psi(中压)/5—8psi（高压）