

Cond 7400台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪

产品名称	Cond 7400台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Cond 7400台式电导率/电阻率 功能:Cond 7400
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Cond 7400台式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪

大尺寸多功能LCD显示，例行实验室分析的选择；可测试电导率/温度/盐度/TDS，配套TetraCon?专有4极电导电极，耐污染，可提供准确的测试结果。简易经济型 inoLab Cond 720 精致实用型 inoLab Cond 730 标准配置主机、多功能箱、电极、KCL溶液、烧杯、电源变压器、操作手册

性能稳定，功能齐全；直接连电脑；免费赠送操作软件，互联网免费升级扩展测试功能

电导率实验室水质监测的重要参数。该参数在制药用水中药典介绍中重要性越来越高。WTW 的inoLab@Cond实验室仪器满足大多实验室测量要求标准。

主要特点

I 特定应用显示

I 触摸式按键带触点和触觉响应

I 电池或AC适配器电源工作

I 终端GLP文件或可选内置打印机

I 符合药典要求

I TDS和盐度测量

I 通过PC使用MultiLab@ pilot的外部控制

I 操作使用简单结果可靠

I 结构紧凑精度高

I 自动温度补偿

I 多点校准

技术参数

终端参数

环境温度	保存温度	- 25 ~ + 65
	工作温度	0 ~ + 55
[us/cm]		0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
[ms/cm]		0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 500
电阻率[Mohm*cm]		0.000 ~ 1.999 ; 0.00 ~ 19.99 ; 0.0 ~ 199.9 ; 0 ~ 1999
SAL		0.0 ~ 70.0 , 参照IOT表
TDS[mg/L]		0 ~ 1999 , 设定因子0.40 ~ 1.00
T[]		-5.0 ~ +105.0
精度 (± 1位)		± 0.5%
	SAL	± 0.1
	TDS[mg/L]	1
	T[]	NTC 30 : ± 0.1
电导常数 (用于设置)		0.010 ; 0.090 ~ 0.110 ; 0.250 ~ 2.500
电导常数 (用于校准)		0.450 ~ 0.500 ; 0.800 ~ 1.200
参比温度	Tref[] :	20 ; 25
温度输入	手动[]	-5 ~ 100
尺寸重量 (L × W × H)		300mm × 100mm × 70mm , 1.3Kg (不含电源适配器)

附加功能

I 内置数字记录器

I 实时图形显示

I 用户可选语言

I 多级GLP功能 (密码保护操作)

I 限值输入声音报警

I 符合药典要求

测量模块

尺寸重量 (L × W × H) 300mm × 100mm × 170mm , (不含支架)

230mm × 100mm × 500mm , (含支架)

1.3Kg

电源 通过串口连接从终端获得电源

电压 : 5V ± 10% , 电流 : 较大500mA

串口 型号 RS 232

波特率 1200 , 2400 , 4800 , 9600

电缆线 较长15米

测量模块接口 型号 RS 232

波特率 4800

电缆线 较长15米

PC键盘接口 串口输出和模拟记录器之间连接AK T-R 2ST电缆时自动切换

电源 电池 4节1.5V AA碱锰电池 , 3000Hrs

AC适配器 输入 :

100 ~ 240VAC , 50 ~ 60Hz , 400mA

输出 :

9VDC,1.5A