

## 70mm孟加拉红培养基 无菌成品培养基 南京便诊

产品名称	70mm孟加拉红培养基 无菌成品培养基 南京便诊
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	.00/包
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

## 产品详情

### 【商品名称】

70mm孟加拉红培养基等一次性成品培养基系列南京便诊公司

### 【规格编号】

本品的所有规格及对应的我司系统编号；

商品编号	商品名称	规格	供应商
bzw12001	营养琼脂(nap)[肉汤琼脂平板][空气平皿]	70mm	南京便诊
bzw12112	胰蛋白胨大豆琼脂(tsa)	70mm	南京便诊
bzw15106	沙保罗琼脂平板	70mm	南京便诊
bzw15206	玫瑰红钠琼脂培养基	70mm	南京便诊
bzw15107	孟加拉红培养基[虎红琼脂][虎红培养基]	70mm	南京便诊
.....	.....	.....	.....

## 【产品说明】

本培养基中的虎红和氯霉素是一种选择性抑菌剂，可抑制多种细菌的生长，而对霉菌和酵母菌无影响，故此二菌可利用培养基中的营养成分进行增殖，形成相应的菌落形态，便于肉眼观察和计数。

## 【技术标准】

本品参照最新的《中华人民共和国药典》2010年版配方配制、完全符合国家要求；

经过多重检验（感观、无菌、质控菌检验、灵敏度检验、留样检验）符合国家优质质量标准；  
双重包装，确保成品品质的稳定，让您从收到到用完无烦恼！

## 【用途】

广泛用于各被检标本中霉菌和酵母菌的分离、增殖培养和菌落计数

## 【贮藏条件】

2~8℃，避光储存，拆封后及时放入冰箱冷藏。

## 【保质期】

6个月。

## 【注意事项】

- 1、检查平板内是否干裂或染菌，如长菌请勿使用；
- 2、请在洁净的环境下操作，避免杂菌干扰；
- 3、经过预培养的培养基严禁使用；
- 4、在冰箱储存很久的培养基容易出现一些冷凝水，请在洁净的环境下将水倒出，然后在培养箱放置10-30min，待其表面干燥后再接种；或使用前，提前一到两周将其放置室温即可；
- 5、弃物处理：使用后应高压灭菌或焚烧后按一般垃圾处理，也可按专业技术人员指示方法处理。

## 【生产公司】

公司名称：南京便诊生物科技有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道上元大街808号

联系电话：025-65016260，65016261，52838289，85099525，

13951923346，18951960612

传 真 : 025-52838289

信 箱 : njbianzhen@163.com

q q: 85026057 2232629373 945313800 qq群 : 71118106 ( 检验帝国 )

网 址 : [www.njbianzhen.cn](http://www.njbianzhen.cn) [www.njbianzhen.com](http://www.njbianzhen.com)