

# 孔雀石绿检测卡（水样）胶体金检测卡

产品名称	孔雀石绿检测卡（水样）胶体金检测卡
公司名称	北京华安麦科生物技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要组成成分:胶体金检测卡 性状:生化试剂 适应症:孔雀石绿检测
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路6号东部一层
联系电话	86-010-80108031 13810325475

## 产品详情

主要组成成分	胶体金检测卡	性状	生化试剂
适应症	孔雀石绿检测	规格	50条/盒
贮藏	4~30	有效期	6个月（月）
生产企业	北京华安麦科	药（械）准字	00000

孔雀石绿快速检测试纸（水样）产品简介：

### 【产品简介】

孔雀石绿被非法添加防治鱼病。研究显示，孔雀石绿在鱼内残留时间很长，且其具有高毒性、高残留和致癌、致畸、致突变等副作用，鉴于此，许多国家均将孔雀石绿列为水产养殖禁用药物。本产品的检测灵敏度为5ppb。

### 【检测范围】

检测样品为水。

### 【产品组成】

孔雀石绿快速检测试纸（1条/袋）

微孔（1个/袋）

干燥剂（1片/袋）

### 【使用步骤】

- 1、在进行测试前先完整阅读使用说明书，使用前将检测试纸和待检样本恢复至室温；
- 2、从原包装袋中取出检测试纸，打开后请在一个小时内尽快地使用；
- 3、用移液器取30  $\mu$  l水样加入到微孔中，用枪头充分吹打混匀；
- 4、将试纸插入到微孔中，放置5~10分钟观察结果，其他时间判读无效，根据示意图判定结果。

#### 【结果判断】

s阴性(-)：c、t线均显红色。

s阳性(+)：t线始终显绿色，c线始终显红色。

s无效：未出现质控c线，表明操作过程不正确或检测试纸已失效。

#### 【注意事项】

- 1、检测试纸请在保质期内一次性使用；
- 2、使用前将检测试纸和待检样本恢复至室温；
- 3、检测时避免阳光直射和电风扇直吹；
- 4、尽量不要触摸检测试纸的白色膜面；
- 5、移液器枪头不可混用，以免交叉污染；
- 6、如果水样偏酸或偏碱，需要调节ph至中性后再检测；
- 7、试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

#### 【储存及有效期】

原包装应储存于4~30℃，阴凉避光干燥处，切勿冷冻；有效期6个月。生产日期、有效期及批号见外包装。