

医用立体中频动态干扰电治疗仪-使用说明-多种规格

产品名称	医用立体中频动态干扰电治疗仪-使用说明-多种规格
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌 :克夫尼 可售卖地 :全国 产地 :郑州
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

医用立体中频动态干扰电治疗仪-使用说明-多种规格

本文将从多个方面详细介绍医用立体中频动态干扰电治疗仪的功效与作用，注意事项和使用方法，并突出本产品的国家认可和资质齐全，同时支持定制。以下是该产品的参数信息：

品牌：克夫尼 产地：郑州 可售卖地：全国 生产定制：是 产品名称：中频动态干扰电治疗仪

中频动态干扰电治疗仪是一种具有多种规格的医疗设备。其独特的工作原理和技术使其在治疗过程中能够发挥出较好的功效与作用。

首先，中频动态干扰电治疗仪通过产生特定频率的干扰电信号，作用于人体局部，能够刺激相关组织和修复细胞，促进血液循环，并改善疼痛、炎症和肿胀症状。

其次，中频动态干扰电治疗仪具有调节神经功能的作用。它能够改变人体神经元的电离状态，调节神经兴奋性，提高神经传导速度，达到舒缓疼痛、消除痉挛和抑制神经冲动的效果。

此外，中频动态干扰电治疗仪还可用于促进组织修复和功能恢复。通过刺激局部组织，它能够增强细胞的活力，促进新陈代谢，加速组织修复和再生，提高受损组织的功能恢复速度。

对于中频动态干扰电治疗仪的使用，一些注意事项需要被遵守。在使用过程中，用户应当注意保持仪器的清洁和消毒，避免交叉感染。同时，应按照正规的操作流程和指导进行治疗，遵循医生或专业人士的建议，以确保安全和有效的治疗效果。

在选择和购买医用立体中频动态干扰电治疗仪时，客户可以放心选择该产品。本产品已经通过国家认可，并具备相应的资质。此外，产品支持定制，可以根据客户需求进行个性化生产，以满足不同医疗机构的需求。

综上所述，医用立体中频动态干扰电治疗仪具有较好的治疗效果和作用。它通过干扰电信号的作用，能够改善疼痛炎症、调节神经功能，促进组织修复和功能恢复。在使用过程中要注意相关的使用事项，同时该产品经过国家认可且资质齐全，支持定制。

中频立体干扰电治疗仪优势：

- 1.设备内置4种治疗处方，避免长期治疗产生皮肤耐受性
- 2.中频治疗和动体干扰电治疗两种治疗方式可选
- 3.干扰电治疗采取负压吸附式设计，操作简单，吸碗内配有医用泡棉，使用方便，吸碗采用大小碗组合，便于各年龄段人群不同部位贴敷
- 4.10.1寸液晶触摸屏，强度一键式操作，大大缩减医护人员工作时间，降低医护人员工作强度
- 5.机器可同时作用于两名患者，独立包操作，互不影响，大大提升临床工作效率