

# ES-300高频电刀 凝血效果更好

产品名称	ES-300高频电刀 凝血效果更好
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

超高性能的集成式设计，具备更高的性价比，满足手术室不同的手术需求；

1：采用索吉瑞创新一代组织反馈技术，系统通过每秒“400次”的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率；

2：通过调频方或调整输出功率保持最大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小；

3：具有双极切割和凝血功能，双极最大输出功率150W，带组织阻抗控制技术，当组织闭合完成时可以自动停止输出并声音提示，避免发生组织碳化的情况。

4：喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V

特别提示:请尽可能不要重复使用[高频电刀负极板](#)。

1.选择离手术部位最近的血管位置(建议在上臂和动脉大腿处)，以避免附着在骨、干燥皮肤、金属部位的关节和人工植入物或靠近心电图电极线位置，以避免电流环不良。

2.先将头发剃光，再用酒精除去皮肤上的油脂粉，待干燥后，再贴上回路板。

3.在准备放置皮肤电极之前，不要打开包装。看看电极和电线。如果产品过期或不安全，请勿使用。检查包装上打印的过期日期。

