

ES-120leep 专为妇科门诊手术治疗设计高频电刀

产品名称	ES-120leep 专为妇科门诊手术治疗设计高频电刀
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-120高频手术设备：

注册证编号:国械注准20223010778（见首页荣誉资质）

适应证

诊断性LEEP/LLETZ指征: 宫颈细胞学HSIL、阴道镜检查提示HSIL，ECC提示可疑宫颈管内病变，阴道镜检查尚满意，细胞学与阴道镜检查结果明显不符。治疗性LEEP/LLETZ指征:宫颈活检为CIN2、CIN3宫颈LEEP切缘阳性、CIN2/3持续存在6个月以上

禁忌症

急性盆腔炎

滴虫性阴道炎,霉菌性阴道炎,细菌性阴道病严重的心脏肝胆疾病,结核病,血液病

高频辐射手术病员身体携带和接触金属体时，虽然这些金属体并未接地，不会因此而产生高频接地分流现象，但是对于高频电刀输出的高频高压来说，这种金属体无异于一个“发射天线”，它向外发射的天线电波能量就来源于病员接触金属体部位，假设辐射能量较大(特别是高频辐射严重的电刀)，接触点较小，那么高密度的高频电流就在接触点处产生灼伤。如果病员携带(包括植入)或接触金属体的面积较大，其上集中着的高频电磁场会引起涡流加热同样危害病员，工作人员无意触碰也会产生高频刺激甚至灼伤。因此要求手术病人也不得携带或接触非接地金属体，特别是手术电流通路区域。