

家用型催乳仪

产品名称	家用型催乳仪
公司名称	北京市中科海德科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京丰台区南三环（东铁营桥西北角）金城中心15层1503室
联系电话	010-62373831 13311153255

产品详情

催乳仪

可以帮您解决：生完宝宝后及时开乳，催乳以便早泌乳；乳汁不足；产后胀乳；产后积乳产生的增生；产后急性乳腺炎；子宫复旧。

蓝丁格尔催乳仪治疗原理：

一、 催乳（乳汁不足）原理：

[病因与病理]

引起乳汁分泌障碍的原因很多，如乳房发育不良，全身营养不良，催乳激素形成机制障碍、乳汁淤积，婴儿吸吮力不足以及精神因素

等均可引起乳汁减少或中断，而致产后缺乳。

[临床表现]

乳汁不足，满足不了婴儿的需要，若因乳腺管不通，乳汁流出不畅可有乳房发胀。检查乳房胀实，可触及硬结，轻压痛

[治疗原理]

[智能生物波原理]：

乳汁的分泌受脑垂体产生的催乳素影响，当婴儿吸吮乳房时，刺激了乳头的神经末梢，这些神经将吸吮

的信息传递到脑垂体，使它产

生释放催乳素，催乳素进入血液循环被输送至乳房，使乳房分泌乳汁。

蓝丁格尔产生智能生物a波刺激乳房，将兴奋上传到大脑底部的垂体前叶和后叶，不断刺激垂体分泌催乳素和催产素，加强了泌乳反

射，使乳腺细胞分泌乳汁，泌乳时间提前，同时有助于射乳反射建立。

[近红外光]

短波红外线穿透组织可达30-80mm，能直接作用到皮肤血管、淋巴管等组织，红外光的热效应可以改善增加乳房血液循环，使毛细血

管扩张，血液加快，促进乳腺发育，使乳管通畅，从而有利于乳汁排出。

[磁疗]

磁场作用于穴位与针灸作用于穴位有较大的相通之处，磁场可以通过对神经的作用对体液、内分泌产生影响。有激活下丘脑-垂体-肾

上腺系统，使其分泌物合成与释放增加。（现代物理学230页）

二、改善乳汁质量

[治疗原理]

[智能生物波]

催乳素直接作用于乳腺腺泡膜上特异性受体，通过腺苷酸环化酶与camp-pk系统，使与乳汁生成有关的酶经磷酸化而被激活，促进乳汁

蛋白质的合成，包括-乳糖及甘油三酯的合成，以保证乳汁的合成与分泌。而在分娩后，垂体后叶神经分泌细胞分

泌大量催产素，它作用于乳腺导管的肌上皮细胞和乳房周围的肌细胞，当肌上皮受到刺激时可诱发其收缩，从而将原存于腺泡中的乳汁

输送到乳腺导管出口处，并出现“射乳”。催产素的不足将使已合成的乳汁在腺泡内滞留，进而压迫乳腺腺泡上皮，抑制乳汁的合成

与分泌

生物电刺激大脑底部的垂体前叶和后叶，不断刺激垂体分泌催乳素和催产素有助于促进乳汁合成。

[近红外光]

红外光照射可改善血液循环，和改善营养状况。（现代物理学239页）

三、 产后乳房体形恢复

乳房的缺憾是如何产生的

一部分女性在怀孕到分娩的过程中，由于体内雌、孕激素水平不断升高，乳腺导管及腺泡大量增生，而乳房间质中纤维结缔组织和脂肪

相对减少，生育哺乳之后脂肪组织不能完全填充。乃是生育哺乳后造成乳房萎缩，松软，下垂形态改变的主要原因。此外，过早的生育

或多次流产及长期月经不调等原因造成人体冲任两脉虚损，肾气不足，也能使乳房萎缩、松弛、下垂、形态改变。

[治疗原理]

内分泌平衡是女性健康与魅力的保证。蓝丁格尔乳腺治疗仪以女性健康为根本，辨证施治，其作用机理有三点。

1、智能生物波疏通乳房经络，改善乳房血液循环，提高肝、肾、脾、胃等脏腑功能，培元固本。从而达到调理冲任气血及整体内分泌

的机能，维持肾精、天癸、卵巢、乳房轴内分泌功能。

2、智能生物波可刺激乳房周围神经（即提高交感神经和副交感神经）的兴奋性，把静止状态的乳房变成动态，提高乳房组织对自身激

素的敏感性，激励腺泡和胞导管的生长发育，增加乳腺结缔组织和脂肪组织的积累。安全、有效的起到生理性丰满的作用。

3、红外光本具有疏经活血化瘀的作用，对治疗和预防乳房增生等疾病有很好的辅佐疗效。

四、 积乳和产后乳腺炎

[病因与病理]

除产后全身抗感染能力下降时外 有以下两方面的原因：

1.乳汁淤积 乳汁淤积有利于入侵细菌的生长繁殖
淤积的原因有： 乳头发育不良（过小或内陷）妨碍哺乳； 乳汁过多或婴

儿吸乳少，以致乳汁不能完全排空； 乳管不通，影响排乳

2.细胞入侵 乳头破损使细菌沿淋巴管入侵是感染的主要途径
婴儿口含乳头睡或婴儿患口腔炎也有利于细菌直接侵入乳管。致

病菌以金黄色葡萄菌为主。

[临床表现]

发病前常有乳头皲裂，乳头隐畸形，乳房受挤压，乳汁淤积等诱因。本病初起乳房肿胀、疼痛，肿块压痛，表面红肿，发热；如继续发

展，则症状加重，乳房搏动性疼痛。严重者伴有高烧，寒战，乳房肿痛明显，局部皮肤红肿，有硬结、压痛，患侧腋下淋巴结肿大，压

痛。炎症在数天内软化，形成乳房肿，有波动感，脓肿深的皮肤发红及波动感不明显。形成本病的主要原因有乳腺管阻塞，乳汁淤积；

或因婴儿吸乳时损伤乳头所导致。本病的临床特点为发病急，可伴有发热、畏寒，病侧乳房红肿热痛，出现硬块，最后形成脓肿等。

[治疗原理]

红外光照射（消炎）

蓝丁格尔乳腺病治疗仪产生的近红外线偏振光，强大的光波能量场穿透患处深达30-80mm，使血液循环、淋巴流加速，改善局部组织的新

陈代谢和血液的微循环，加强营养和细胞吞噬能力，加快病理部位吸收和排泄，达到消炎、消肿、止痛的目的。

六、 子宫护理

蓝丁格尔智能生物波可促进恶露排出，有利于子宫复旧。

蓝丁格尔催乳仪结合手法，将为催乳师带来很多好处：

- 1、减轻催乳师的劳动量，有效的减低腱鞘炎、腕部、颈椎及腰椎损伤等职业病的发病率。
- 2、快速安全的减轻产妇乳腺病痛，仪器使乳房软坚散结、消肿止痛，再上手手法，不易损伤产妇的乳腺腺体，彰显专业水准。
- 3、专业有效的操作流程使催乳师更容易在市场上建立自己的口碑，形成顾客转介绍的市场局面，不用到处找客户，越做越轻松！
- 4、有仪器的作用，每日可以服务更多的顾客，并可根据需要成立自己的工作室，实现从单纯的上门服务到上门加来店双服务模式。

蓝丁格尔催乳仪使用方法：

步骤一：接通电源，开启电源开关，治疗仪开始系统自检同时液晶显示器字符全显约1秒钟，蜂鸣器发出三声鸣响，面板电源指示灯点亮，

表明仪器已正常启动并进入待机状态。

步骤二：用离子导入膜擦拭乳房，擦拭时要避开乳头和乳晕，把手持探头和贴身电极片，分别放于需要俩个乳房上，再将仪器面板上两个

输出强度调节旋钮逆时针旋到最低,本机设有安全报警功能,如果输出强度调节旋钮没有逆时针旋到最低,机器将不会有任何刺激输出,并伴

有提示音,直到调节旋钮归零。

步骤三：在治疗面板上选择治疗部位（乳房），选择治疗方案（催乳选处方四，乳腺炎选处方二，子宫复旧及卵巢保养选择处方四及腹部），

选择治疗的时间（60分钟）；选择光强（强光），患者可根据自己情况来调节光强。

步骤四：按下（开始/停止）键，治疗仪根据设定的时间开始倒计时，同时工作状态条开始动态显示，表示仪器已进入工作状态。再顺时针

慢慢旋转与电极对应的调节旋钮，将电刺激调节到适宜程度，在治疗中要随时根据自身的耐受情况，逐渐调整有效电刺激量。

步骤五：在治疗过程中，倒计时走到一半时间仪器自动停止工作，提醒交换电极（手持探头和贴身电极片交换位置），先把电刺激旋钮归

零，再按开始/停止键进行治疗。

步骤六：治疗定时结束后，仪器输出的电刺激和红外光会自动停止，蜂鸣器发出约5秒长音提示治疗结束，仪器自动回到待机状态。关闭

电源。（前最好将电刺激强度调节旋钮逆时针旋至最低，以免下次开机时由于遗忘而造成不适）

放心购买渠道：

为确保每一位顾客都能享受蓝丁格尔乳腺治疗仪给您带去的健康，更为了每一位顾客能够买到放心（真品）的乳腺治疗仪，公司设有400-0888-528防伪电话，顾客购买后可通过电话来判断真假产品。本公司属于厂家直销，阿里巴巴是本公司的网络销售平台，公司在阿里巴巴是5年的诚信通用户，公司所有的产品都是通过阿里巴巴人员实地考察才上传至店铺，如顾客在阿里巴巴购买收到仪器后出现的任何问题，全部由厂家承担。