

# 组培室培养架仪器设备全光谱组培育苗专用灯高频启动技术

产品名称	组培室培养架仪器设备全光谱组培育苗专用灯高频启动技术
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:格艾特仪器 规格:可定制 产地:南京
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

## 产品详情

### 1.仪器设备

超净工作台、高压灭菌锅(手提式、立式或式)、小推车(可选)、精密电子天平(至少千分之-)、电子天平或托盘天平、酸度计、普通冰箱、烘箱、解剖镜、光照培养箱(选购)、电炉、微量可调移液器及配套吸嘴、移液管架、磁力搅拌器(选)、不锈钢托盘、灌装机(何选)、培养架、定时(控制光照时间)、紫外线杀菌灯、照度计(可选)、温湿度计(可选)蒸水、摇床(选)、针头滤器及配套滤膜

### 2、小型用品

枪镊，弯剪、解剖刀、接种盘

### 3、玻璃器

组培瓶(玻璃或塑料)、烧杯、量筒、移液管、试剂瓶、移液管架、容量瓶、试管、酒精、玻璃棒、滴瓶

### 4、组培药品(详细药品请见常用配方)

### 5、其他

吸耳球、刷子、记号笔、定时钟、手套、封口膜、卫生药棉、拖鞋、口置、白大褂、滤纸、洗瓶

配制培养基与配制营养液基本相同，只是在加入无机盐之后不定容，而是以每升培养基所需的粉剂原料加水800室升左右，加热煮沸，使琼脂完全融溶，冷却到80C左右加入费糖，60 ° C左右加入有机物，调节氢离子浓度并定容，在温度尚未降至40C以前，尽快分装到试管或三角瓶中，用棉塞或牛皮纸封口，然后在120%C温度下灭菌15分钟

